



912 电导率仪

913 pH计/溶解氧测定仪

914 pH计/溶解氧测定仪/电导率仪

集溶解氧、pH值和电导率测量于一身

优势

- 兼顾实验室和户外测量，IP67 防护等级
- 双通道同时测量：两个测量数据，所有信息一目了然
- 测量数据更可靠：有电极状态监测功能，操作界面分级管理
- 专业的数据处理：符合 GLP 标准的报告，多种数据导出方式




91X 系列测定仪 – 灵活，耐用，可靠

全新一代测定仪、测量范围更加广泛。912 / 913 / 914 pH 计/溶解氧/电导率测定仪 (以下简称 91X 系列测定仪) 延续了瑞士万通一贯风格 —— 灵活、耐用、可靠、操作简便。

《二合一》—— 兼顾实验室和户外测量

91X 系列测定仪可安装在小巧的测量台上，进行实验测量。根据需要，测定仪可随时从测量台上取下，作为便携式仪器使用。所有型号的测定仪均标配大尺寸彩色显示屏。



户外或生产线测量

91X 系列测定仪可以随身携带，可以在任何地点进行测量。符合人体工学的外形设计，确保仪器可以用手方便握住。仪器带有充电电池，可以随时随地充电：

- 选择适合转换接头，可在途中使用车载充电器
- 支持直接连接 PC / 笔记本的 USB 口
- 或选择瑞士万通移动电源，此电源同时也方便了实验室测量

防水

91X 系列测定仪非常耐用。即使短时间的意外落水也不会损坏仪器。仪器满足防护等级 IP67 的要求。

对电极监测和用户账号分级管理保证结果可靠

设备具有实时显示电极状态的功能，智能地判断电极是否状态良好。仪器提供分级用户账号管理，分为常规和专家两级。常规账号只具有部分功能，输入特定密码后才能激活全部功能。

瑞士万通品质：准确可靠

除了高精度的主机外，瑞士万通也提供全系列的电极。每支电极都经过单独验证，并提供验证报告。

91X 系列测定仪兼容常规电极和智能电极。智能电极测量更便利、结果更准确、实现数据溯源。

符合 GLP 标准的报告 ...

无论在户外还是生产线上测量，每次测量后只需一键即可存储测量数据。91X 系列测定仪可直接打印报告，无需连接电脑；也可以直接连接 POS 机或标准 A4 打印机，报告符合 GLP 标准。

... 数据输出和管理


另一种数据管理方案是直接输出到电脑。USB 设备也能非常方便的连接。可以将样品信息、测量数据等直接导入 LIMS 或 Excel 文件。也可以输出 CVS 格式的报告，便于数据管理。



O₂-Lumitrode 溶解氧测量电极

新型 O₂-Lumitrode 溶解氧测量电极比传统电极更快的测量出溶解氧的结果。

- 快速：O₂-Lumitrode 溶解氧测量电极响应速度快，可快速得到测量结果
- 免维护：O₂-Lumitrode 溶解氧测量电极无需维护，可随时使用
- 耐用：电极膜有很好的防护设计，使其免受外力和外界光的干扰



双通道同时测量

仪器显示屏上可同时显示两个测量值。根据仪器具体型号和客户需求，任选两个测量值显示。

不同配置满足您的不同需求

91X 系列测定仪不同配置满足您的不同需求：基本型便于携带；实验室型配有测量台，适合实验室使用（标准附件包将便携型转换为实验室型）；户外型带有现场测量所需的各种附件。

三种配置



基本型



实验室型



用于室外测量的有完整附件的仪器箱

