





Liquid Autosampler CIC (TEI), 30 Positionen

2.0136.0610


Der Liquid Autosampler CIC (TEI) wird verwendet um flüssige Proben automatisiert mittels Combustion IC zu analysieren. Er kann in Kombination mit den Boat Introduction Modules (6.07311.010 oder 6.07311.020) und dem Liquid Introduction Module (6.07311.040) verwendet werden.

Lieferumfang 2.0136.0610

Order Number	Beschreibung	Menge
1.0136.0610	Liquid Autosampler CIC (TEI), 30 Positionen	1 PCS



6.7303.110	Schnappverschluss mit rotem Septum, 100 Stück	1 PCS
------------	--	-------



Schnappverschluss mit Septum für 11-mm-Vials. Bietet eine zuverlässige Abdichtung und breite chemische Verträglichkeit für Routineanalysen im Labor.

Menge: 100 Stück

6.7303.100	Vials Glas, 1.8 mL, U-Form, 100 Stück	1 PCS
------------	--	-------



Maximieren Sie die Probenausbeute mit diesem universellen 1.8-mL-Schnappingvial für analytische Anwendungen mit kleinen Volumen.

Menge: 100 Stück

6.07313.040

Wasch-/Abfall Behälter Set für Liquid Autosampler CIC (TEI) 1 PCS

Wasch-/Abfall Behälter Set für den Liquid Autosampler CIC (TEI).



6.07311.290

Septum für Introduction Module (TEI) 1 PCS

Septum für den Injektionsport der Introduction Modules (TEI) 6.07311.010, 6.07311.020, 6.07311.030, und 6.07311.040.



6.07313.020

Schraube und Hülse für Liquid Autosampler CIC (TEI) 1 PCS

Schraube und Druckhülse für 1/16" Kapillaren um die Nadel mit den Transferschläuchen des Liquid Autosampler CIC (TEI) zu verbinden.



6.07313.110

Ersatznadel für CIC (TEI) 1 PCS

Ersatznadel (TEI) für die Dosierspritze des Liquid Autosampler CIC (2.0136.0610) oder für die manuelle Injektion flüssiger Proben.



6.07313.050

Prime Vial Set für Liquid Autosampler CIC (TEI)

1 PCS

Set von Prime Vials für die Vorbereitung des Liquid Autosampler CIC (TEI).



Optionales Zubehör

6.07313.020

Schraube und Hülse für Liquid Autosampler CIC (TEI)

Schraube und Druckhülse für 1/16" Kapillaren um die Nadel mit den Transferschläuchen des Liquid Autosampler CIC (TEI) zu verbinden.



6.07313.100

Spritze 100 µL für manuelle Injektion (TEI)

Dosierspritze für die manuelle Injektion flüssiger Proben mittels einer der drei Introduction Modules (6.07311.010, 6.07311.020 oder 6.07311.030).



6.07313.110

Ersatznadel für CIC (TEI)

Ersatznadel (TEI) für die Dosierspritze des Liquid Autosampler CIC (2.0136.0610) oder für die manuelle Injektion flüssiger Proben.



6.7302.120

**Quarzwolle zu 6.7302.110, 10
g**

Quarzwolle zum Fixieren der Probe im Probenröhrchen aus
Quarz (6.7302.110).

