



Waage für 864 Robotic Balance Sample Processor, 115 V

2.135.0205

Die Waage (Precisa) hat einen speziellen Aufbau für die Verwendung unter dem Probenrack 6.2068.010 des 864 Robotic Balance Sample Processors. Das Netzteil ist für 115 V ausgelegt.

Lieferumfang 2.135.0205

Order Number	Beschreibung	Menge
1.135.0205	Waage zu 864 Robotic Balance Sample Processor, 115V Die Waage (Precisa) hat einen speziellen Aufbau für den Betrieb unter dem Probenrack 6.2068.010 des 864 Robotic Balance Sample Processors. Das Netzteil ist für 115V ausgelegt.	1 PCS



Optionales Zubehör

6.2067.100

Wägeschale zu Probenrack


6.2068.010



Die Wägeschale ist für den 120 mL PP Becher (6.1459.300) ausgelegt und wird in das Probenrack des 864 Balance Sample Processors eingesetzt.

6.2068.010

Probenrack, 20 x 120 mL, (PP)



Probenrack zu 864 Balance Sample Processorpassend für 20 Probenbecher. Die folgenden Probenbecher können verwendet werden: 6.1459.300.

Kunststoff: Polypropylen (PP)

6.2711.080

**Auffangwanne zu 864
Robotic Balance Sample
Processor**



Die Auffangwanne schützt den Robotic Balance Sample Processor und die Waage vor Verschmutzung / Zerstörung durch Chemikalien.