



Auto Boat Drive (AJ)

2.136.0710

Der Auto Boat Drive (ABD) führt automatisch die Probenschiffchen in den Verbrennungsofen ein. Die Probenaufnahme ins Schiffchen kann manuell oder über einen entsprechenden Probegeber erfolgen. Das Produkt von Analytik Jena ist speziell für die Kopplung mit Ionenchromatographen optimiert worden.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.7302.100	Quarzschißchen 40 × 9 mm (AJ)
	Quarzglasschißchen für Probenaufnahme in Combustion Module, 10 Stück.

