



VA CompuTrace 757 mit reduziertem Zubehör

2.757.0120

VA CompuTrace mit USB-Anschluss und reduziertem Zubehör. Integriertes PC-gesteuertes Voltammetriesystem für die Analytik und die Ausbildung. Reduziertes Zubehör ohne Elektroden für den Ersatz von älteren VA-Geräten (663 VA Stand or 647 VA Stand). Umfasst USB-Interface 6.5326.000 und PC-Software 6.6032.100 für Windows 2000 oder XP Professional.

Lieferumfang 2.757.0120

Order Number	Beschreibung	Menge
6.1446.040	Gewindestopfen / M6	7 PCS
		
6.1801.080	Schlauch für Stickstoffanschluss zur Gasversorgung von Voltammetriegeräten	1 PCS
		
6.1808.000	Kupplungsmuffe M6	4 PCS
		

6.1824.000

Vierfach-Mikrodosierspitze

1 PCS

Mit 4 x Gewinde M6. Für VA-Messstände.



6.2308.020

Elektrolyt 3 mol/L KCl (250 mL)

1 PCS

Elektrolytlösung $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (für Ag/AgCl-Bezugssysteme)


6.2709.080

Stopfen zu Pipettieröffnung

1 PCS

Für 694, 747 VA Stands und VA Computrace



6.2711.040

Auffangwanne zu VA Computrace

1 PCS



6.2730.030

Stopfen

1 PCS



Komplett mit Nippel und O-Ring. Für Titriergefäßoberteile 6.1414.030. Zu KF-Geräten, VA-Messständen, VA Computrace und IC-Verdünnung.

6.2739.000

Schlüssel

1 PCS



Zum Anziehen von Verbindungen.

Optionales Zubehör

6.1817.000

Füllschlauch für MME


Zum Füllen der Multi-Mode-Elektrode.



6.2615.030

Elektrodenständer für MME

Elektrodenständer zum Füllen und Aufbewahren der Multi-Mode-Elektrode.



2.772.0110

772 Pump Unit

Schlauchpumpe zum direkten Anschluss an Sample Processors.



2.823.0010

823 Membrane Pump Unit

Membranpumpe zum direkten Anschluss an Sample Processors.



6.0728.000

**Ag/AgCl Referenzelektrode
ohne Elektrolyt**

Inneres Referenzsystem ohne Elektrolyt mit Klemmschraube, zur Verwendung mit Elektrolytgefäß aus Glas 6.1245.000.



6.1204.090

Rührtip

Rührtip für VA-Stände



6.1204.130

Silber-Elektrodentip

Metallelektrodentip aus Silber (Ag), Durchmesser Elektrodenscheibe 2 mm, Gewindeanschluss M3. Temperaturbereich: 0 ... 40 °C.



6.1204.140

Gold-Elektrodentip



Metallelektrodentip aus Gold (Au), Durchmesser Elektrodenscheibe 2 mm, Gewindeanschluss M3. Temperaturbereich: 0 ... 40 °C.

6.1204.150

Seitlicher Gold-Elektrodentip



Metallelektrodentip aus Gold (Au) mit seitlich angebrachter Elektrodenoberfläche, Durchmesser Elektrodenscheibe 3 mm, Gewindeanschluss M3. Temperaturbereich: 0 ... 40 °C.

6.1204.170

Platin-Elektrodentip für CVS 3 mm



Metallelektrodentip aus Platin (Pt), Durchmesser Elektrodenscheibe 3 mm, polierte Oberfläche, Gewindeanschluss M3. Temperaturbereich: 0 ... 40 °C.

6.1204.180

Ultra-Trace-Elektrodentip



Kohlenstoffelektrodentip aus Ultra-Trace-Graphit, Durchmesser Elektrodenscheibe 2 mm, Gewindeanschluss M3. Temperaturbereich: 0 ... 40 °C.

6.1204.210

**Antriebsachse zu rotierender
Scheibenelektrode (RDE)**



Antriebsachse zu rotierender Scheibenelektrode (RDE) mit Titanachse für VA-Messstände, Gewinde M3.

6.1204.220

**Antriebsachse zu rotierender
Scheibenelektrode (RDE) mit
Quecksilberkontakt**



Antriebsachse zu rotierender Scheibenelektrode (RDE) mit Titanachse und Quecksilberkontakt für VA-Messstände, Gewinde M3.

6.1226.030

**Quecksilbertropfkapillare
(unsilanisiert) für MME**



Unsilanisierte Quecksilbertropfkapillare (10 Stück)

6.1226.050

**Quecksilbertropfkapillare
(silanisiert) für MME**



Silanisierte Quecksilbertropfkapillare (10 Stück)

6.1241.020

Elektrodenhalter



Elektrodenhalter für VA-Hilfselektroden mit Klemmschraube.
Zur Verwendung mit Glassy-Carbon-Stift (6.1247.000) oder
Platinstift (6.1247.010).

6.1245.000

Elektrolytgefäß aus Glas



Elektrolytgefäß aus Glas mit Schliffdiaphragma (Normschliff)
für Double-Junction-Referenzelektrode.

6.1245.010

**Elektrolytgefäß aus
Kunststoff**



Elektrolytgefäß aus Kunststoff mit Keramikdiaphragma für
Double-Junction-Referenzelektrode.

6.1247.000

Glassy-Carbon-Stift (GC)



Zu Elektrodenhalter 6.1241.020 oder 6.1241.120 für VA-Hilfselektrode.

6.1247.020

Nadeln für MME



Nadeln für Multi-Mode-Elektrode (3 Stück).

6.1415.150

Titriergefäß / 5-70 mL



6.1415.220

Titriergefäß / 20-90 mL



6.1415.250

Titriergefäß / 50-150 mL



6.1415.310

Titriergefäß / 70-200 mL



6.1418.150

**Titriergefäß mit
Thermostatmantel / 5-70 mL**



6.1418.220

**Titriergefäß mit
Thermostatmantel / 20-90 mL**



6.1418.250

**Titriergefäß mit
Thermostatmantel / 50-150
mL**



6.1450.210

**PFA-Titriergefäß / 10 bis 90
mL**

Für die Ultrapurenanalytik und für fluoridhaltige Lösungen.



6.1456.210

Messgefäß / 10-90 mL

Messgefäß für automatisierte VA-Systeme



6.2406.000

Quecksilberfänger



Silberdraht (zur Beseitigung von Quecksilbertröpfchen mittels Amalgamierung)

6.2703.000

Standring für Titriergefäße



6.2709.040

Stopfen MME-Öffnung an VA-Ständen



Zum Verschliessen der Gasleitungen der Multi-Mode-Elektrode in VA Ständen, wenn diese nicht gebraucht wird. Inkl. O-Ringe E.301.0004.

6.2709.050

Stopfen Rühreröffnung an VA-Ständen



Inkl. O-Ringe E.301.0004. Für die Rühreröffnung von VA-Ständen

6.2711.030

**Auffangwanne zum Füllen
der MME**

Für 884 Professional VA, 797 VA Computrace, 757 VA
Computrace sowie 647, 663, 694, 747 VA Stands



6.2816.020

**Spritze 10 mL mit Luer-
Anschluss**

Für verschiedene Anwendungen in IC und VA



6.2816.030

Nadel mit Luer-Anschluss

Nadel zum Einfüllen von Quecksilber in die Multi-Mode-
Elektrode und für die Probenzugabe in der Karl-Fischer-
Titration.

