



772 Pump Unit – rinse

2.772.0130

Schlauchpumpe zum direkten Anschluss an Sample Processors. Die Version «Spülen» enthält umfangreiches Zubehör zum Spülen.

Lieferumfang 2.772.0130

Order Number	Beschreibung	Menge
1.772.0110	772 Pump Unit Schlauchpumpe zum direkten Anschluss an Sample Processors.	1 PCS
6.1621.000	Kanister / 10 L Als Spül- oder Abfallkanister in automatisierten Systemen.	1 PCS
6.1801.120	PVC-Schlauch / 4 mm / 6 mm / 2 m	2 PCS



6.1805.060

FEP-Schlauch / M6 / 60 cm

3 PCS

Mit Licht- und Knickschutz.



6.1808.170

Verteilerstück zum Spülen und Absaugen zu Sample Processoren

1 PCS

Verteilerstück zur Montage an Sample Processoren zum Spülen und Absaugen bei Verwendung von extern angeschlossenen Pumpen.



6.1812.000

PTFE-Schlauch 4 mm / 6 mm / 4 m

1 PCS



6.1820.050

Adapter, M6 / Olive

2 PCS

Für Pumpschlauch 6.1826.100, zu Peristaltikpumpen.



6.1826.100

Pumpschlauch 6.4 mm / 1 m

1 PCS



Als Ersatz des in der 772 Pump Unit und 843 Pump Station (peristaltic) verwendeten Pumpschlauches.

6.1828.000

PVDF-Anschlussnippel

1 PCS



Für Kanister 6.1621.000.

6.2740.020

Sprühdüse

3 PCS



Zum feinen Zerstäuben der Spüllösung.

Optionales Zubehör

6.1826.160

Pumpschlauch Viton

Für Peristaltikpumpen.



6.2160.010

**Adapterkabel / 2 m / M8-
Buchse / 2 x Stecker B**

Adapterkabel / 2 m / M8-Buchse / 2 x Stecker B. Für 772 Pump
Unit.

