



801 Stirrer


2.801.0010

Magnetrührer ohne Stativ zur Ergänzung der Titrino plus, Dosimat plus, Titrandos, Sample Processors, 805 Dosimats und 780/781 pH Meters. Mit fest montiertem Kabel für MSB (Metrohm Serial Bus).

Lieferumfang 2.801.0010

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.801.0010	801 Stirrer

Magnetrührer ohne Stativ zur Ergänzung der Titrino plus, Dosimat plus, Titrandos, Sample Processors, 805 Dosimats und 780/781 pH Meters. Mit fest montiertem Kabel für MSB (Metrohm Serial Bus).



1 STK

6.1903.020

Rührstäbchen / 16 mm

Rührstäbchen mit magnetischem Kern, Umhüllung aus PTFE, 16 mm lang.



1 STK



6.1903.030

Rührstäbchen / 25 mm

Rührstäbchen mit Magnetkern, Umhüllung aus PTFE, Länge 25 mm.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2001.090	Bodenplatte beidseitig Doppel-Stativkonsole zum Befestigen von zwei Rührern 801, 803, 804 an einem Titrande	
6.2151.010	Kabel MSB Stecker / Buchse Verlängerungskabel für MSB-Verbindungen und für Touch Control - Titrande. Mini-DIN Buchse - Mini-DIN Stecker	
6.2070.000	Standflächenerweiterung zu Rührer 80X Ermöglicht das Rühren in 1- und 2-L Flaschen.	