



843 Pump Station (membrane) – rinse/aspirate zu Compact Sample Changer

2.843.0030

Die 843 Pump Station (Membran) hat zwei eingebaute Membranpumpen, die über Remotesignal direkt vom 869 Compact Sample Changer angesteuert werden können. Die Variante rinse/aspirate verfügt über das komplette Zubehör für die automatische Leerung des Titrierbechers und die Reinigung des Titrirequipments benötigt wird. Das Zubehör ist für die Verwendung mit dem 869 Compact Sample Changer ausgelegt.

Lieferumfang 2.843.0030

Order Number	Beschreibung	Menge
1.843.0020	843 Pump Station (membrane) Die 843 Pump Station (Membran) hat zwei eingebaute Membranpumpen. Diese können wahlweise über die Schnittstelle direkt mittels Remotesignalen oder manuell mit Tastendruck angesteuert werden.	1 PCS
6.1543.120	Absaugspitze / Gewinde M8 Absaugspitze, wenn der Absaugschlauch 6.1805.200 verwendet wird	1 PCS
6.1621.000	Kanister / 10 L Als Spül- oder Abfallkanister in automatisierten Systemen.	2 PCS



6.1621.100

Verschlussdeckel zu 10 L Kanister

2 PCS

Verschlussdeckel zu 10 L Kanister. Für den einfachen und sicheren Transport von befüllten Kanistern.



6.1801.120

PVC-Schlauch / 4 mm / 6 mm / 2 m

4 PCS



6.1805.200

PTFE-Schlauch / M8 / 0.5 m

1 PCS



6.1805.420

FEP-Schlauch / M6 / 48 cm

3 PCS

Mit Licht- und Knickschutz.



6.1808.240

Verteilstück Spülen / Absaugen zu 869 Compact Sample Changer

1 PCS



Verteilstück mit 3 x M6, 1 x M8 und 2 x 1/8 Anschluss für die Verwendung von Spül - und / oder Absaugequipment am 869 Compact Sample Changer.

6.1812.000

PTFE-Schlauch 4 mm / 6 mm / 4 m

2 PCS



6.1828.000

PVDF-Anschlussnippel

2 PCS

Für Kanister 6.1621.000.



6.2740.020

Sprühdüse

3 PCS

Zum feinen Zerstäuben der Spüllösung.



Optionales Zubehör

6.2141.260

**Remote-Kabel Compact
Sample Changer - Dosimat
plus und Titrino plus**



Verteilerkabel zur Remote-Verbindung vom Compact Sample Changer zum Dosimat plus und weiteren Geräten (z.B. Titrino plus oder Pump Station).

6.2141.300

**Remote-Kabel 843-Sample
Processor**



Remote-Kabel für den direkten Anschluss einer 843 Pump Station an die Pumpen-Anschlüsse der Sample Processors

6.2740.030

Spüldüse



Zuführung der Spüllösung erfolgt in einem feinen Strahl zur optimalen Entfernung von Belägen auf den Elektroden und Titrationszubehör. Für ECO Titrierausrüstung 6.5613.000