



Ablaufrinne für OMNIS Sample Robot M/L WSM

6.01804.460

Die Ablaufrinne wird hinter den Arbeitsstationen des OMNIS Sample Robot WSM M/L montiert und fängt im Fehlerfall überlaufende Lösung auf, um sie über einen Schlauch sicher und kontaktfrei in einen Abfallkanister zu führen.

Lieferumfang 6.01804.460

Order Number	Beschreibung	Menge
6.01803.000	Silikonschlauch 8/12 2.5 m Silikonschlauch für den Anschluss an den Ablauf vom Pick&Place-Modul bzw. Pumpenmodul um ggf. überlaufende Lösung sicher in den Abfallkanister zu leiten.	1 PCS
		
6.01808.010	Y-Schlauchverbinder, PP, 3 x 7-8 mm Verbinder für den Ablaufschlauch.	1 PCS
		
6.01808.020	L-Schlauchverbinder, PP, 2 x 7-8 mm Verbinder für den Ablaufschlauch.	1 PCS
		

6.1602.115

Flaschenaufsatz / S 40 / grün

1 PCS



Für direktes Dosieren aus Reagenzflaschen mit Gewinde S 40 (Merck...).

6.1624.000

Adapter NS 14 zum Adsorberrohr 6.1619.XXX

1 PCS



Adapter NS 14. Für das Adsorberrohr 6.1619.010 im Dilution Sample Processor.

6.2023.020

Schliffklammer NS 14/15

1 PCS



Schliffklammer für NS 14/15.