



Kappe PP, AD 11.5 mm, 2000 Stück

6.02743.080

Kappen aus Polypropylen für 5-mL-Probenvials aus Polystyrol. Die unter Reinraumbedingungen (Reinraumklasse 7 nach DIN ISO 14644) produzierten und verpackten Kappen wurden für hochreine IC-Anwendungen entwickelt.

Anzahl: 2000 Stück

Optionales Zubehör

6.02743.020

Vial PS, 5 mL, 2000 Stück



Einweg-Probenvials mit Volumenanzeige, hergestellt aus hochwertigem Polystyrol (PS) und speziell entwickelt für die Verwendung mit den OMNIS IC Autosamplern. Mit einem Volumen von 5 mL und einer optimierten Geometrie (Flachboden) gewährleisten diese Vials eine problemlose Integration, sichere Handhabung und zuverlässige Automation. Die unter Reinraumbedingungen (Reinraumklasse 7 nach DIN ISO 14644) produzierten und verpackten Probenvials von Metrohm wurden für hochreine Anwendungen entwickelt. Sie bieten nachweislich minimale Verunreinigungsgrade und eignen sich daher hervorragend für die Spurenanalytik in der Ionenchromatographie, bei der selbst kleinste Unreinheiten die Resultate beeinträchtigen können.

Anzahl: 2000 Stück

6.02743.027

Vial PS, 5 mL, 200 Stück



Einweg-Probenvials mit Volumenanzeige, hergestellt aus hochwertigem Polystyrol (PS) und speziell entwickelt für die Verwendung mit den OMNIS IC Autosamplern. Mit einem Volumen von 5 mL und einer optimierten Geometrie (Flachboden) gewährleisten diese Vials eine problemlose Integration, sichere Handhabung und zuverlässige Automation. Die unter Reinraumbedingungen (Reinraumklasse 7 nach DIN ISO 14644) produzierten und verpackten Probenvials von Metrohm wurden für hochreine Anwendungen entwickelt. Sie bieten nachweislich minimale Verunreinigungsgrade und eignen sich daher hervorragend für die Spurenanalytik in der Ionenchromatographie, bei der selbst kleinste Unreinheiten die Resultate beeinträchtigen können.

Anzahl: 200 Stück

6.02041.510

OMNIS Probenrack 40 x 5 mL



Probenrack für die Aufnahme von 40 x 5-mL-Vials im OMNIS IC Autosampler. Die Rackgeometrie ist auf die Vialabmessungen abgestimmt, um eine präzise Positionierung und sichere Handhabung während der automatisierten Probennahme zu gewährleisten. Die Racks können problemlos am AS/ASCOOL Tray montiert werden.