



Mikro-Ag-Titrode

6.0433.110

Kombinierte Silberringelektrode mit einer pH-Glasmembran als Referenzelektrode, verjüngt auf 6.4 mm Durchmesser.

Diese wartungsfreie Elektrode eignet sich für Fällungstitrationsen bei konstant bleibendem pH-Wert (Titriermittel Silbernitrat) von z.B.

- Chlorid, Bromid, Iodid
- Sulfiden
- Schwefelwasserstoff
- Mercaptane
- Cyanide

Diese Elektrode wird in dest. Wasser aufbewahrt.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
-----------	--------------

6.2104.020

Elektrodenkabel / 1 m / F

Für die Verbindung von Elektroden mit Metrohm-Steckkopf G an
Metrohm-Geräte (Buchse F).

