




Zubehör-Kit OMNIS IC L Module

6.05000.040

Zubehörset zur Durchführung der Installation des OMNIS IC L Module.

Lieferumfang 6.05000.040

Order Number	Beschreibung	Menge
6.02744.010	Flanschlose Verschraubung M6, 1/8", 2 Stk. Flanschlose Verschraubung für 1/8"-Schläuche. Menge: 2 Stk.	2 PCS
		
6.02837.040	Filterrohr Filterrohr mit Luer-Adapter; schützt Eluenten und Reagenzien vor Partikeln.	2 PCS
		
6.01806.000	PEEK-Kapillare, 2000/0.18 mm	1 PCS
		

6.01805.500

FEP-Schlauch 1/8" RO - DEG, 1200 mm

2 PCS

Vorgeschnittener FEP-Schlauch
Kennzeichnungsetikette für OMNIS IC

mit



6.01831.100

PEEK-Kapillare DEG - HPP, 250/0.75 mm

2 PCS

Vorgeschnittene PEEK-Kapillare
Kennzeichnungsetikette für OMNIS IC

mit



6.01831.110

PEEK-Kapillare HPP - INJ, 160/0.5 mm

2 PCS

Vorgeschnittene PEEK-Kapillare
Kennzeichnungsetikette für OMNIS IC

mit




6.1825.210

PEEK-Probenschleife 20 µL

2 PCS

Für Injektionsventil, mit 2 PEEK-Druckschrauben



6.01831.140

PEEK-Kapillare INJ - COL, 180/0.18 mm

1 PCS

Vorgeschnittene PEEK-Kapillare mit
Kennzeichnungsetikette für OMNIS IC



6.2744.070

Druckschraube kurz

2 PCS

Kurze Ausführung. Mit UNF 10/32 Anschluss. 5 Stück. Für
den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



6.2744.320

PEEK-Kupplung M6 / UNF 10/32

2 PCS

Verbindet Transferschläuche (M6) mit Kapillaren (UNF 10
/32)



6.01831.180

PEEK-Kapillare INJ - COL, 280/0.18 mm

1 PCS

Vorgeschnittene PEEK-Kapillare mit
Kennzeichnungsetikette für OMNIS IC



6.05801.310

Ablaufkit, L

1 PCS



Ablaufkit für den Austausch des Ablaufschlauchs und der Anschlüsse am OMNIS IC L.

Voraussetzungen:

2105200x0 OMNIS IC L