



OMNIS IC-Ausrüstung: Zwei-Turm-Setup

6.05332.120

Zubehörset für ein OMNIS IC ohne OMNIS IC AS oder ASCOOL: Wenn das OMNIS IC System mit 2 Stacks eingerichtet werden soll (Zwei-Turm-Setup), muss das OMNIS IC mit einer Grundplatte und der AS/ASCOOL mit einem Reagenzorganisierer ausgestattet sein.

Voraussetzungen:

OMNIS IC S/M/L

Lieferumfang 6.05332.120

Order Number	Beschreibung	Menge
6.02107.000	Netzwerkkabel 1 m Netzwerkkabel (1 m) zum Anschluss eines OMNIS Gerätes an einen Ethernet Router, Ethernet Switch oder lokales Netzwerk	1 PCS
6.01816.010	Schlauch Silikon, 8/12 mm, 2 m Ablaufschlauch	2 PCS
6.02601.060	Befestigungsschiene, Extension Befestigungsschiene für das OMNIS IC Extension Module.	1 PCS

6.01808.010

Y-Schlauchverbinder, PP, 3 x 7-8 mm

2 PCS

Verbinder für den Ablaufschlauch.



6.01816.000

Ablaufschlauch, 7/9 mm, 1 m

1 PCS

Silikon-Ablaufschlauch



6.02061.000

Reagent Organizer

1 PCS

Organizer für Reagenz- und Eluentenflaschen für OMNIS IC-Geräte.



6.02061.100

Bodenplatte

1 PCS

Bodenplatte für OMNIS IC Module und vorkonfigurierte Geräte (OMNIS IC S, M, L).



6.02061.200

Abschlussplatte, Extension/AS

1 PCS

Abschlussplatte zwischen Extension oder Autosampler und Reagent Organizer oder Reagent Organizer Liquid Control.



6.02122.130

Netzkabel, C13/14, 1 m

1 PCS

Netzkabel (1 m) zur Verbindung von OMNIS Extension Modules

