




KFT Ausrüstung für OMNIS Titrator mit Polytron

6.05609.010

Komplettes Zubehörset für die volumetrische Karl-Fischer-Titration mit Polytron.

Lieferumfang 6.05609.010

Order Number	Beschreibung	Menge
6.00346.100	Doppel Pt Ringelektrode für die Volumetrie Indikatorelektrode für die Karl Fischer Titration, welche durch die beiden eingeschmolzenen Platin-Ringe robuster und einfacher zu reinigen ist, als die herkömmliche Platin-Stift Elektrode (6.0338.100).	1 PCS
		
6.01406.010	Adsorberrohr mit Deckel Adsorberrohr mit Deckel zu OMNIS Karl Fischer Titrator volumetrisch	1 PCS
		
6.01406.220	Titrationsgefäß 20 – 90 mL Titriergefäß 20 – 90 mL mit Schraubverschluss für die Verwendung mit Titriergefäßoberteilen 6014050X0.	1 PCS
		

6.01406.250

Titrationgefäß 50 – 150 mL

1 PCS

Titriergefäß 50 – 150 mL mit Schraubverschluss für die Verwendung mit Titriergefäßoberteilen 6014050X0.



6.01408.010

Dichtungssatz zu Karl-Fischer-Titrierzelle

1 PCS

Kompletter Dichtungssatz, passend zu 6.05609.000 und 6.05609.010.



6.01543.120

Antidiffusionsspitze

1 PCS

Titrierspitze mit Antidiffusionsventil, passend zu OMNIS Karl Fischer Titrator



6.02104.040

Elektrodenkabel Steckkopf G (Pol) / Stecker P, 0.55 m 1 PCS

Kabel für Anschluss einer analogen polarisierbaren Elektrode (Steckkopf G) an analogem Messmodul von OMNIS.



6.02709.010

Stopfen

3 PCS

Stopfen aus Kunststoff, passend zu OMNIS Karl-Fischer Titrator 2.1001.4220.



6.02709.020

Septumstopfen

1 PCS

Septumstopfen aus Kunststoff, passend zu Titriergefäßoberteile 6014050X0.



6.02709.030

Schraubnippel

2 PCS

Schraubnippel aus Kunststoff, passend zu Titriergefäßoberteile 6014050X0.



6.02801.000

Watte zu Adsorberrohr

1 PCS

Wattebäuschchen aus Baumwolle (4 Stück), passend zu OMNIS Adsorberrohr 601406010.



6.1448.010

Septum / 12 mm / 5 Stück

1 PCS

Satz à 5 Stück.



6.2412.000

Wägeschiffchen

1 PCS

Wägeschiffchen aus Glas zu Titriergefäßoberteil 6.1414.030 oder Titriergefäß 6.1455.31X, 6.1464.32X, 6.1465.320. Für KF-Wasserbestimmungen. Inklusive Schutzrohr.



6.2816.020

Spritze 10 mL mit Luer-Anschluss

2 PCS

Für verschiedene Anwendungen in IC und VA



6.2816.030

Nadel mit Luer-Anschluss

2 PCS

Nadel zum Einfüllen von Quecksilber in die Multi-Mode-Elektrode und für die Probenzugabe in der Karl-Fischer-Titration.



6.01405.040

**Titriergefäßoberteil OMNIS für Titriergefäße
601406XXX für Polytron**

1 PCS



Titriergefäßoberteil für die volumetrische Karl-Fischer Titration mit einem OMNIS Titrator mit Polytron.

6.02008.010

Polytronhalter

1 PCS



Für die Fixierung des Polytron, passend zu 601405040.

6.02709.050

Führungshülse

1 PCS



Zur Fixierung des Polytron im Titrationsgefäß-Oberteil 601405040.

Optionales Zubehör

2.136.0100

Polytron PT 1300 D



Polytron PT 1300 D - Metrohm Version

Homogenisierer, welcher direkt durch die OMNIS Software, tiamo™ oder Touch Control angesteuert werden kann.

Der Polytron PT 1300 D besteht aus einem Kontrollgerät und einem Antrieb. Das Kupplungssystem am Antrieb erlaubt den einfachen und schnellen Austausch der Aggregate ohne zusätzliches Werkzeug.

Feste Proben können mühelos zerkleinert werden. Das Gerät ist aber auch hervorragend geeignet um in viskosen Proben für eine gute Durchmischung zu sorgen.

6.9012.000

Dispergier-Aggregat zu Polytron, 125 mm



Standard Dispergier-Aggregat zu Polytron 1300 D

6.9012.010

Dispergier-Aggregat zu Polytron, 157 mm



Spezial-Dispergier-Aggregat (Metrohm-Version) mit
vorstehenden Messern

6.02709.040

Verschlussstopfen

Verschlussstopfen zu Titriergefässoberteilen 6014050X0.

6.02711.000

Pastenlöffel

Geeignet zum Einsatz für Karl-Fischer-Wasserbestimmungen von pastösen Substanzen, wie z.B. Honig, Kosmetik, Fette oder verschiedene Milchprodukte.

Der Pastenlöffel erleichtert die Zugabe von viskosen Proben. Er wird so einfach, wie jeder andere Spatel gehandhabt und ermöglicht die bequeme, schnelle und verlustfreie Zugabe von Pasten in das Karl-Fischer-Titriergefäss.

Um viskose Proben schnell und komplett aufzulösen, empfehlen wir zudem die Verwendung eines Homogenisierers. Passend zu Titriergefässoberteilen 6014050X0.

6.2811.000

Molekularsieb

Molekularsieb. Flasche à 250 g. Porengrösse: 0.3 nm. Ohne Feuchtigkeitsindikator. Für Rancimaten und Karl-Fischer-Geräte.

6.2811.010

Molekularsieb (US)

Molekularsieb. Flasche à 250 g. Porengrösse: 0.3 nm. Ohne Feuchtigkeitsindikator. Für Rancimaten und Karl-Fischer-Geräte. Dieses Produkt ist für alle Anwender mit Wohnsitz in den USA. Das Material wird gemäß dem OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) in den USA als gefährlich eingestuft.