



Liquid Handling Station, links

6.2841.120

Kombinierte Spül- und Verdünnungsstation zu Probenwechslern mit Swinghead. Zur Montage links vom Turm.

Lieferumfang 6.2841.120

Order Number	Beschreibung	Menge
6.2621.140	Inbusschlüssel 2.5 mm	1 PCS
		
6.1808.050	Schlauchadapter Olive / M8 aussen 1 Aussengewinde M8 und 1 Olive für Schläuche. Z.B. für Thermostatmantel der Wechseleinheiten und Stabilitätsmessgeräte.	1 PCS
		
6.1801.120	PVC-Schlauch / 4 mm / 6 mm / 2 m	1 PCS
		

6.2621.030

Inbusschlüssel 4 mm

1 PCS



6.2744.060

Gewindestopfen

2 PCS



Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.

Optionales Zubehör

6.2762.100
**Mischgefäß zu Liquid
Handling Station**



Ersatzmischgefäß zu den kombinierten Spül- und Verdünnungsstationen.

6.2762.200
**Durchsichtiger Deckel zu
Mischgefäß 6.2762.100,
PMMA**



Durchsichtiger Deckel zu Mischgefäß 6.2762.100, zur Sichtkontrolle im Mischgefäß.

2.741.0010
741 Magnetic Stirrer



Magnetrührer für Probenwechsler.
Der Magnetrührer ist unterhalb des Probenracks angebracht.