



IC-Ausrüstung: Dose-in Gradient Anionen

6.5330.150

Zubehörset zur Montage des Dose-in Gradienten für Anionenanalysen.

Lieferumfang 6.5330.150

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1014.000	Metrosep A Trap 1 - 100/4.0

Hochkapazitive Anionensäule, die zur Reinigung des Eluentenstroms eingesetzt wird. Selbst Reagenzien der höchsten Qualitätsstufe, z. B. «Ultrapur» oder «puriss» können noch minimale anionische Verunreinigungen enthalten. Diese werden von der Metrosep A Trap 1 - 100/4.0 sicher zurückgehalten.

Diese Säule wird vor allem bei Gradientenapplikationen eingesetzt.



1 STK

6.1602.160

Flaschenaufsatz für Eluenten und Reagenzien GL 45

Für Eluenten-, Reagenzien- und Spülflaschen, mit Anschlüssen für das Adsorberrohr und den Ansaugschlauch.



1 STK

6.1608.070

Eluentenflasche / 2 L / GL 45




1 STK

6.1618.020

Gewindeadapter / S40 auf GL 45

Adapter für Flaschen mit S40-Gewinde (Merck...) auf GL 45.



1 STK

6.1624.000

Adapter NS 14 zum Adsorberrohr 6.1619.XXX

Adapter NS 14. Für das Adsorberrohr 6.1619.010 im Dilution Sample Processor.



1 STK

6.1805.120

FEP-Schlauch / M6 / 100 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK

6.1829.020

FEP-Ansaugschlauch / M6 / 0.5 m

Für Dosiereinheit



1 STK

6.1831.030

PEEK-Kapillare 0.75 mm i.D. / 3 m

Für alle IC-Komponenten.



1 STK

6.1831.120

PEEK-Kapillare 0.25 mm i.D. / 45 cm



1 STK

6.1834.090

Schlauchverbindung Degasser-Pumpe, 125 mm

Zu Professional IC Geräten



1 STK

6.2053.030

Befestigungsband zu 6.2744.340, 25 x 50 mm

Befestigungsband zur IC Ausrüstung Dosino-Gradient




1 STK

6.2057.210

Dosinohalter zu IC-Geräten

Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.



1 STK

6.2744.070

Druckschraube kurz

Kurze Ausführung. Mit UNF 10/32 Anschluss. 5 Stück. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



1 STK

6.2744.080

Adapter Gewinde M6 / UNF 10/32

Mit M6 Aussengewinde. Für IC-Geräte.



1 STK

6.2744.340

6-Port-Adapter 4 × UNF 10/32, 2 × UNF 1/4-28

Zum Anschluss von bis zu fünf Dosinos mit verschiedenen Lösungen an eine IC-Pumpe. Für Dosino-Gradienten-Anwendungen.



1 STK

6.2744.350

Druckschraube PEEK 14 mm, 3 Stück

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren im Absorber Module.

