



IC-Ausrüstung: MiPCT-ME

6.5330.160

Zubehörset zur Montage eines Dosino für Metrohm intelligente Anreicherungstechnik mit Matrixeliminierung (MiPCT-ME).

Lieferumfang 6.5330.160

Order Number	Beschreibung	Menge
6.1805.120	FEP-Schlauch / M6 / 100 cm Mit Licht- und Knickschutz.	1 PCS
		
6.1608.070	Eluentenflasche / 2 L / GL 45	1 PCS
		
6.1819.110	FEP-Ansaugschlauch zu Kanister Ansaugschlauch zu Kanisteraufsatz mit M6-Anschluss. Zur Eluentenherstellung.	1 PCS
		

6.1619.000

Adsorberrohr für 807 Dosing Unit

1 PCS



6.1618.020

Gewindeadapter / S40 auf GL 45

2 PCS

Adapter für Flaschen mit S40-Gewinde (Merck...) auf GL 45.



6.2744.010

Druckschraube 5x

2 PCS

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



6.1808.060

T-Verbinder / M6 innen

1 PCS

3 mal Gewinde M6 innen.



6.2744.080

Adapter Gewinde M6 / UNF 10/32

3 PCS



Mit M6 Aussengewinde. Für IC-Geräte.

6.1602.160

Flaschenaufsatz für Eluenten und Reagenzien GL 45 1 PCS


Für Eluenten-, Reagenzien- und Spülflaschen, mit Anschlüssen für das Adsorberrohr und den Ansaugschlauch.

6.1014.200

Metrosep I Trap 1 - 100/4.0

2 PCS



Die Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 Säule wird zur Entfernung ionischer, das heisst kationischer und anionischer Verunreinigungen aus wässrigen Lösungen eingesetzt. Ihre Anwendung ist vor allem im Rahmen von «MISP», der «Metrohm Inline Sample Preparation», zur Reinigung des Transferwassers zu empfehlen. Durch die Verwendung der Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 Säule können Einflüsse des Transferwassers auf den Systemblank stark vermindert werden.

6.1805.040

FEP-Schlauch / M6 / 9 cm

2 PCS



Mit Licht- und Knickschutz.


6.1624.000


Adapter NS 14 zum Adsorberrohr 6.1619.XXX

1 PCS

Adapter NS 14. Für das Adsorberrohr 6.1619.010 im Dilution Sample Processor.

6.2057.210


Dosinohalter zu IC-Geräten

1 PCS

Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.

6.1831.180


PEEK-Kapillare 0.5 mm i.D. / 3 m

2 PCS

6.2841.120


Liquid Handling Station, links

1 PCS

Kombinierte Spül- und Verdünnungsstation zu Probenwechslern mit Swinghead. Zur Montage links vom Turm.

6.1580.150

807 Dosing Unit 5 mL ohne Zubehör

2 PCS

807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 5 mL Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45.



6.1825.280

PFA-Transferschlauch 20 mL, 1/8 in.

1 PCS

