



IC-Ausrüstung: MiPT

6.5330.180

Zubehörset zur Montage eines Dosino für Partial-Loop-Injektion.

Lieferumfang 6.5330.180

Order Number	Beschreibung	Menge
6.1602.160	Flaschenaufsatz für Eluenten und Reagenzien GL 45 Für Eluenten-, Reagenzien- und Spülflaschen, mit Anschlüssen für das Adsorberrohr und den Ansaugschlauch.	1 PCS
6.1608.070	Eluentenflasche / 2 L / GL 45	1 PCS
6.1618.020	Gewindeadapter / S40 auf GL 45 Adapter für Flaschen mit S40-Gewinde (Merck...) auf GL 45.	1 PCS



6.1624.000


Adapter NS 14 zum Adsorberrohr 6.1619.XXX

1 PCS

Adapter NS 14. Für das Adsorberrohr 6.1619.010 im Dilution Sample Processor.

6.1805.120


FEP-Schlauch / M6 / 100 cm

1 PCS

Mit Licht- und Knickschutz.

6.1819.110


FEP-Ansaugschlauch zu Kanister

1 PCS

Ansaugschlauch zu Kanisteraufsatz mit M6-Anschluss. Zur Eluentenherstellung.

6.1825.290


PEEK-Probenschleife 250 µL

1 PCS

Probenschleife zur «Metrohm intelligent Partial Loop Technique» (MIPT) und zum PILS (particle into liquied sampler). Mit 2 PEEK-Druckschrauben.

6.1831.180

PEEK-Kapillare 0.5 mm i.D. / 3 m

1 PCS



6.1841.000

PEEK-Transferkapillare 2 mL, 5 m

1 PCS




6.2057.210

Dosinohalter zu IC-Geräten

1 PCS

Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC
Geräten.



6.2744.014

Druckschraube 2x

1 PCS

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-
Kapillaren.



6.2744.080

Adapter Gewinde M6 / UNF 10/32

1 PCS



Mit M6 Aussengewinde. Für IC-Geräte.

6.2841.120

Liquid Handling Station, links

1 PCS



Kombinierte Spül- und Verdünnungsstation zu Probenwechslern mit Swinghead. Zur Montage links vom Turm.

6.1580.120

807 Dosing Unit 2 mL ohne Zubehör

1 PCS



807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 2 mL Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45.

6.1619.000

Adsorberrohr für 807 Dosing Unit

1 PCS

