



CVS-Elektrodenausrüstung mit 2-mm-Platinelektrode für Professional-VA/CVS-Geräte

6.5339.010

Kompletter Elektrodensatz für die Bestimmung von organischen Additiven in Galvanikbädern mittels CVS (Cyclic Voltammetric Stripping). Enthält rotierende Platin-Arbeitslektrode (Elektrodendurchmesser: 2 mm), Referenzelektrode, Platin-Hilfselektrode, Messgefäße und Elektrolytlösungen.

Lieferumfang 6.5339.010

Order Number	Beschreibung	Menge
6.0343.100	Getrennte Pt-Stift-Elektrode Platin-Hilfselektrode für Voltammetrie und CVS.	1 PCS
		
6.0728.130	LL-Ag/AgCl-Referenzelektrode für CVS Inneres Referenzsystem mit Elektrolyt $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$. Zur Verwendung mit Elektrolytgefäß aus Kunststoff 6.1245.010.	1 PCS
		
6.1204.610	Platin-Elektrodentip 2 mm für CVS Metallelektrodentip aus Platin (Pt), Durchmesser Elektrodenscheibe $2 \text{ mm} \pm 0.05 \text{ mm}$, polierte Oberfläche, Schaft aus Glas, Gewindeanschluss M3. Rundlauffehler: 0.3 mm . Temperaturbereich: $0 \dots 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$.	1 PCS
		

6.1204.510

Antriebsachse zu rotierender Scheibenelektrode (RDE)

1 PCS



Antriebsachse zu rotierender Scheibenelektrode (RDE) mit Titanachse für Professional-VA/CVS-Geräte, Gewinde M3.

6.1245.010

Elektrolytgefäß aus Kunststoff

1 PCS



Elektrolytgefäß aus Kunststoff mit Keramikdiaphragma für Double-Junction-Referenzelektrode.

6.1415.210

Titriergefäß / 10-90 mL

1 PCS



6.1415.250

Titriergefäß / 50-150 mL

1 PCS



6.2308.020

Elektrolyt 3 mol/L KCl (250 mL)

1 PCS

Elektrolytlösung $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (für Ag/AgCl-
Bezugssysteme)



6.2310.010

Elektrolyt KNO₃-1mol/L 250 mL

1 PCS

Elektrolytlösung KNO₃ 1 M (Bezugselektrolyt für
kombinierte Silberelektroden)

