



VA-Elektrodenausrüstung mit rotierender Scheibenelektrode (RDE) aus Glassy-Carbon für Professional-VA-Geräte

6.5339.040

Kompletter Elektrodensatz für voltammetrische Bestimmungen, zum Beispiel mit Quecksilberfilmtchnik. Enthält Antrieb für rotierende Scheibenelektrode, Glassy-Carbon-Elektrodentip, Referenzelektrode, Glassy-Carbon-Hilfselektrode, Messgefäß und Elektrolytlösung.

Lieferumfang 6.5339.040

Order Number	Beschreibung	Menge
6.0728.120	Ag/AgCl-Referenzelektrode Inneres Referenzsystem mit Elektrolyt $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$. Zur Verwendung mit Elektrolytgefäß aus Kunststoff 6.1245.010.	1 PCS
		
6.1204.510	Antriebsachse zu rotierender Scheibenelektrode (RDE) Antriebsachse zu rotierender Scheibenelektrode (RDE) mit Titanachse für Professional-VA/CVS-Geräte, Gewinde M3.	1 PCS
		
6.1204.600	Glassy-Carbon-Elektrodentip, Schaft aus Glas. Kohlenstoffelektrodentip aus Glassy-Carbon (GC). Durchmesser Elektrodenscheibe $2 \text{ mm} \pm 0.1 \text{ mm}$, polierte Oberfläche, Schaft aus Glas, Gewindeanschluss M3, Rundlauffehler: 0.25 mm. Temperaturbereich: 0 ... 50 °C.	1 PCS
		

6.1241.120

Elektrodenhalter

1 PCS

Elektrodenhalter für VA-Hilfselektroden mit Steckkontakt 5.5 mm. Zur Verwendung mit Glassy-Carbon-Stift (6.1247.000) oder Platinstift (6.1247.010).



6.1245.010

Elektrolytgefäß aus Kunststoff

1 PCS

Elektrolytgefäß aus Kunststoff mit Keramikdiaphragma für Double-Junction-Referenzelektrode.



6.1247.000

Glassy-Carbon-Stift (GC)

1 PCS

Zu Elektrodenhalter 6.1241.020 oder 6.1241.120 für VA-Hilfselektrode.



6.1415.150

Titriergefäß / 5-70 mL

1 PCS



6.2308.020

Elektrolyt 3 mol/L KCl (250 mL)

1 PCS

Elektrolytlösung $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (für Ag/AgCl-
Bezugssysteme)



6.2802.000

Polierset für Festelektroden

1 PCS

Polierset aus 1 Poliertuch und etwa 2 g
Aluminiumoxidpulver (Korngrösse 0.3 μm)

