



VA-Elektrodenausrüstung mit Bismuttropfenelektrode für Professional-VA-Geräte

6.5339.080

Kompletter Elektrodensatz für voltammetrische Bestimmungen von Schwermetallen. Enthält Bismuttropfenelektrode, Referenzelektrode, Glassy-Carbon-Hilfselektrode, Messgefäß, Rührer, Elektrolytlösung und weiteres Zubehör.

Lieferumfang 6.5339.080

Order Number	Beschreibung	Menge
6.1446.040	Gewindestopfen / M6	2 PCS
		
6.2308.020	Elektrolyt 3 mol/L KCl (250 mL) Elektrolytlösung $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (für Ag/AgCl-Bezugssysteme)	1 PCS
		
6.0728.120	Ag/AgCl-Referenzelektrode Inneres Referenzsystem mit Elektrolyt $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$. Zur Verwendung mit Elektrolytgefäß aus Kunststoff 6.1245.010.	1 PCS
		

6.1241.120

Elektrodenhalter

1 PCS

Elektrodenhalter für VA-Hilfselektroden mit Steckkontakt 5.5 mm. Zur Verwendung mit Glassy-Carbon-Stift (6.1247.000) oder Platinstift (6.1247.010).



6.1245.010

Elektrolytgefäß aus Kunststoff

1 PCS

Elektrolytgefäß aus Kunststoff mit Keramikdiaphragma für Double-Junction-Referenzelektrode.



6.1247.000

Glassy-Carbon-Stift (GC)

1 PCS

Zu Elektrodenhalter 6.1241.020 oder 6.1241.120 für VA-Hilfselektrode.



6.1415.210

Titriergefäß / 10-90 mL

1 PCS



6.0346.000

Bismut-Tropfenelektrode

1 PCS



Bismut-Tropfenelektrode für die voltammetrische Bestimmung von Spuren von Metallionen in Wasserproben. Sie kann als Arbeitselektrode im 884 Professional VA verwendet werden.

6.1204.500

Rührer für Professional-VA-Geräte

1 PCS



Rührer für Professional-VA-Geräte komplett, metallfrei.

6.2753.210

Deckel

1 PCS



Für Ölabscheider 62753200 und für Anwendungen mit der scTRACE Gold.