



Ausrüstung: 807 Dosing Units für Pipettiersystem für Professional-VA/CVS-Geräte

6.5339.620

Zubehörsatz für vollautomatisiertes CVS-Pipettiersystem in Verbindung mit dem 858 Professional Sample Processor. Enthält je eine 807 Dosing Unit 5 mL und 50 mL, Klarglasflaschen 2 L, Pipettierschlauch, Waschstation, Spritzschutz und weiteres Zubehör. Ohne Dosinos.

Lieferumfang 6.5339.620

Order Number	Beschreibung	Menge
6.1808.050	Schlauchadapter Olive / M8 aussen 1 Aussengewinde M8 und 1 Olive für Schläuche. Z.B. für Thermostatmantel der Wechseleinheiten und Stabilitätsmessgeräte.	1 PCS
		
6.1805.120	FEP-Schlauch / M6 / 100 cm Mit Licht- und Knickschutz.	1 PCS
		
6.1823.010	Führungsschaft zu Pipettierschlauch Zur Montage im Transfer-Schwenkarm an den Robotic Sample Processors	1 PCS
		

6.1456.210

Messgefäß / 10-90 mL

1 PCS

Messgefäß für automatisierte VA-Systeme



6.1608.070

Eluentenflasche / 2 L / GL 45

2 PCS



6.1805.530

FEP-Schlauch / M6 / 2 m

3 PCS

Mit Licht- und Knickschutz.



6.1602.115

Flaschenaufsatz / S 40 / grün

1 PCS

Für direktes Dosieren aus Reagenzflaschen mit Gewinde S 40 (Merck...).



6.2008.050


Aufbewahrungsgefäßhalter für 807 Dosing Unit

2 PCS

Ergibt zusammen mit Bürettenspitzenköcher 6.2008.030 eine Halterung für die Bürettenspitze an der 807 Dosing Unit.

6.2244.020


Beschriftungsschilder für intelligente Wechseleinheit

1 PCS

Satz à 10 Stück, in verschiedenen Farben.

6.1805.080


FEP-Schlauch / M6 / 25 cm

1 PCS

Mit Licht- und Knickschutz.

6.1808.010


Kupplungsstück 2xM6

1 PCS

2 Aussengewinde M6. Teil der Schraubverbindungen für Wechseleinheiten und für 676 Sample Changer

6.1808.060

T-Verbinder / M6 innen

1 PCS

3 mal Gewinde M6 innen.



6.1819.080

Kanüle für Gaseinleitung

1 PCS

Für Stabilitätsmessgeräte.



6.1829.080

Ansaugschlauch / M6 / 0.3 m

2 PCS

Mit Gewinde M6. Für Dosiereinheiten.



6.2841.110

Spülstation zu Pipettierausrüstung

1 PCS

Spülstation zu Pipettierausrüstung



6.2744.200


Adapter UNF 10/32 aussen / M6 innen

2 PCS

Zur Verbindung von 1/16 in. PEEK-Kapillaren und Transferschlauch (M6).

6.1462.270


Schwenkarm mit Transferkopf für 786 Swing Head, rechtsschwenkend

1 PCS

Schwenkarm für Pipettiersystem mit 858 Professional Sample Processor VA und CVS

6.1562.120


Pipettierschlauch / 10 mL mit Halter zu Sample Processors

1 PCS

Pipettierschlauch für den Transfer von Lösungen.

6.1580.150

807 Dosing Unit 5 mL ohne Zubehör

1 PCS

807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 5 mL Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45.



6.1580.250

807 Dosing Unit 50 mL ohne Zubehör

1 PCS

807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 50 mL Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45.



6.1811.010

Adapter PTFE-Schlauch/Glasstutzen

2 PCS

Für Glasstutzen 7 mm. Bestehend aus Überwurfmutter, O-Ring und Schraubnippel M8.




6.2622.040

Positionierplatte

1 PCS

Positionierplatte für Pipettiersystem mit 858 Professional Sample Processor VA und CVS



6.2622.030

Zubehör Sicherheitsabdeckung

1 PCS



Zubehör für Pipettiersystem mit 858 Professional Sample Processor VA und CVS . Beinhaltet Stativ und Befestigungsmaterial für Sicherheitsabdeckung 6.2751.200 und Positionierplatte 6.2622.020.

6.2751.200

Sicherheitsabdeckung

1 PCS



Sicherheitsabdeckung für Pipettiersystem mit 858 Professional Sample Processor VA und CVS

Optionales Zubehör

2.800.0020

800 Dosino (Kabel: 0.65 m)

Antrieb mit Schreib-/Lesehardware für intelligente Dosiereinheiten. Mit fest montiertem Kabel (Länge 0.65 m).

