



Probenrack 25 x 60 mL + 10 x 125 mL

6.9920.255

Mehrreihiges Probenrack für 25 Proben in Corning®-Zellkulturkolben à 60 mL und 10 Proben in PE Flaschen à 125 mL (6.1627.000). Dediziertes Probenrack für Spurenanalytik, z.B. Kraftwerk.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1627.000	PE-Flasche, 125 mL für IC

Diese Flasche wird in der vollautomatischen Verdünnung eingesetzt.



6.1627.100

Schraubkappe mit Septum, Spurenanalytik

Der Septumdrehverschluss ist aufgrund der vernachlässigbaren Kontaminierung durch das Septum ideal für die Spurenanalytik. Perfekt, um Standards über einen längeren Zeitraum zu erhalten. Septumdrehverschluss für PE-Flasche, 125 mL (6.1627.000) und PE-Flasche, 50 mL (6.1608.100).



6.2072.000

Flaschenadapter für 6.1627.000 zu 6.2041.440

Der Flaschenadapter erlaubt die Platzierung der PE-Flasche, 125 mL auf dem Probenrack 148 x 11 mL + 3 x 300 mL (6.2041.440).



6.2624.200

Probennadel aus Stahl, beschichtet

Alternative zur Probennadel aus Zirkoniumoxid. Besonders geeignet für Septumgefäße. Metallfrei dank spezieller Beschichtung. Benötigt den Nadelhalter 1/16 in. (6.2833.010) zur Montage am Sample Processor.

