





Liquid Autosampler CIC (TEI), 30 posiciones

2.0136.0610


El Liquid Autosampler CIC (TEI) se utiliza para el análisis automatizado de muestras líquidas mediante Combustion IC. Puede utilizarse en combinación con los Boat Introduction Module (6.07311.010 o 6.07311.020) y el Liquid Introduction Module (6.07311.040).

Partes/accesorios 2.0136.0610

Order Number	Descripción	Cantidad
1.0136.0610	Liquid Autosampler CIC (TEI), 30 posiciones	1 PCS



6.7303.110	Tapa a presión con septo rojo, 100 unidades	1 PCS
------------	--	-------



Tapa a presión con septo para viales de 11 mm. Proporciona un sellado fiable y amplia compatibilidad química para análisis de laboratorio de rutina.

Cantidad: 100 unidades

6.7303.100	Viales de vidrio, 1,8 mL, en forma de U, 100 unidades	1 PCS
------------	--	-------



Maximice la recuperación de muestras utilizando este vial universal de 1,8 mL con anillo de retén, diseñado para aplicaciones analíticas de bajo volumen.

Cantidad: 100 unidades

6.07313.040

**Juego de contenedores de lavado/residuos para
Liquid Autosampler CIC (TEI)**

1 PCS

Juego de contenedores de lavado/residuos para el Liquid Autosampler CIC (TEI).



6.07311.290

Septo para Introduction Module (TEI)

1 PCS

Septo para el puerto de inyección de los Introduction Module (TEI) 6.07311.010, 6.07311.020, 6.07311.030 y 6.07311.040.



6.07313.020

**Tornillo y manguito de presión para Liquid Autosampler CIC
(TEI)**

1 PCS

Tornillo y manguito de presión para capilares de 1/16" para conectar la aguja a los tubos de transferencia del Liquid Autosampler CIC (TEI).



6.07313.110

Aguja de recambio para CIC (TEI)

1 PCS

Aguja de recambio (TEI) para la jeringa de dosificación del Liquid Autosampler CIC (2.0136.0610) o para la inyección manual de muestras líquidas.



6.07313.050

Set de Prime Vials para Liquid Autosampler CIC (TEI)

1 PCS

Set de Prime Vials para la preparación del Liquid Autosampler CIC (TEI).



Accesorios opcionales

6.07313.020

**Tornillo y manguito para
Liquid Autosampler CIC (TEI)**

Tornillo y manguito de presión para capilares de 1/16" para conectar la aguja a los tubos de transferencia del Liquid Autosampler CIC (TEI).



6.07313.100

**Jeringa de 100 µL para
inyección manual (TEI)**

Jeringa de dosificación para la inyección manual de muestras líquidas utilizando uno de los tres Introduction Module (6.07311.010, 6.07311.020 o 6.07311.030).



6.07313.110

**Aguja de recambio para CIC
(TEI)**

Aguja de recambio (TEI) para la jeringa de dosificación del Liquid Autosampler CIC (2.0136.0610) o para la inyección manual de muestras líquidas.



6.7302.120

**Lana de cuarzo para
6.7302.110, 10 g**



Lana de cuarzo para fijar la muestra en el recipiente de muestra de cuarzo (6.7302.110).