



OMNIS Solvent Module

2.1009.0010

OMNIS Solvent Module para añadir disolvente de forma fiable y aspirar el contenido del recipiente de titulación, sin hacer contacto con los reactivos. Nueva versión mejorada, resistente al cloroformo, clorobenceno, xileno y ácido acético glacial (requiere OMNIS 4.4.1 o superior). Control manual o accionamiento mediante OMNIS Software para brindar la máxima facilidad de uso. Incluye accesorios, disolvente y botella de residuos.

Partes/accesorios 2.1009.0010


Order Number	Descripción	Cantidad
1.1009.0010	OMNIS Solvent Module OMNIS Solvent Module para la adición segura del disolvente y la extracción del contenido del recipiente de titulación sin contacto con los reactivos. Control manual o control por OMNIS Software para una máxima facilidad de uso. Incluye accesorios, disolvente y botella de residuos.	1 PCS
		
6.01543.000	Punta de aspiración M8 Para aspirar el reactivo en combinación con el OMNIS Solvent Module.	1 PCS
		
6.01600.200	Interruptor de sifón Evita que el líquido salga de la botella de reactivo hacia la celda de titulación.	1 PCS
		

6.01804.210

Tubo de PVC 4/6 0,35 m

2 PCS

Para conexión de tubo para OMNIS Solvent Module o Solvent Pump.



6.02801.000

Algodón para tubo de adsorción

1 PCS

Torundas de algodón (4 unidades), aptas para tubo de adsorción OMNIS 601406010.



6.1446.040

Tapón roscado / M6

1 PCS



6.1446.090

Tapón/ B-14/15 / M8

1 PCS



6.1543.110


Punta de dosificación, rosca M8

1 PCS

Punta de transferencia, rosca M8

6.1602.105


Adaptador para botella / GL 45 / verde

1 PCS

Para dosificar directamente de botellas de reactivo con rosca GL 45.

6.1608.023


Botella de vidrio ámbar / 1000 mL / GL 45

1 PCS

Para unidades intercambiables. Botella para soluciones auxiliares.

6.1608.030


Botella de vidrio redonda / 1000 mL / GL 45

1 PCS

6.1623.000


Protección contra rebose del adaptador para botella 1 PCS

La protección contra rebose del adaptador para botella impide el rebose de la botella de residuos al utilizar la bomba de aspiración

6.1805.200


Tubo PTFE / M8 / 0.5 m 2 PCS

6.1808.050


Oliva de tubo / M8 exterior 1 PCS

1 rosca exterior M8 y 1 pieza en forma de oliva para tubos flexibles. Por ejemplo, para la camisa termostática de las unidades intercambiables y aparatos de medida de estabilidad.

6.1819.050


Tubo 1 PCS

Para orificios roscados M8 del adaptador para botella 6.1602.10X con botella de aspiración 6.1608.030. Para 703 y 803 Ti Stand, 681 Pump Unit y 679 Rancimat

6.2739.000

Llave

1 PCS

Para apretar conexiones



6.2811.000

Tamiz molecular

1 PCS

Criba molecular. Botella de 250 g. Tamaño de poros: 0.3 nm. Para Rancimat y aparatos Karl Fischer.



6.01807.000

Cartucho de adsorción

1 PCS

Cartucho de adsorción para OMNIS Solvent Module o Solvent Pump, para rellenar con el tamiz molecular 6.2811.000.



6.02004.030

Soporte de botellas

1 PCS

Soporte de botellas para OMNIS Solvent Module 2.1009.0010.



6.01805.130



Tubo de PTFE de 3/250 mm con boquilla roscada

1 PCS

Tubo de aspiración con boquilla roscada para la conexión de la botella de reactivo con el interruptor de sifón.

Accesorios opcionales

6.2811.000

Tamiz molecular



Criba molecular. Botella de 250 g. Tamaño de poros: 0.3 nm. Para Rancimat y aparatos Karl Fischer.

6.2811.010

Tamiz molecular (EE. UU.)



Tamiz molecular. Botella de 250 g. Tamaño de poro: 0,3 nm. Sin indicador de humedad. Para Rancimats y aparatos Karl Fischer. Este producto está destinado a todos los usuarios residentes en EE. UU. El material se clasifica como peligroso conforme a la Norma de Comunicación de Peligro de la OSHA (29 CFR 1910.1200) en EE. UU.

6.1446.220

**Tapón de recambio de
reactivo Solvent Module**



Tapón para el recambio de reactivo en una celda de titulación coulométrica con un Solvent Module.