



OMNIS Reagent Organizer Liquid Control

2.1056.1200

El OMNIS Reagent Organizer Liquid Control sirve como organizador de reactivos e ilumina el espacio interior en el OMNIS IC System. Asimismo, se encarga de la detección de fugas integrada en el software.

El OMNIS Reagent Organizer Liquid Control siempre se sitúa en el OMNIS Extension Module superior y, por ello, sirve a la vez como la tapa del OMNIS IC System. Un detector de fugas está instalado en el desagüe del OMNIS Reagent Organizer Liquid Control. La luz integrada en el OMNIS Reagent Organizer Liquid Control ilumina el interior del OMNIS IC System en el momento en el que se abra cualquier puerta de este sistema.

El OMNIS Reagent Organizer Liquid Control permite alojar hasta 6 botellas y puede equiparse con otros accesorios como, por ejemplo: soporte de botellas, elemento de fijación de botellas, sensor de volumen, agitador magnético o recipiente de desechos con un sensor de bidones externo.

Partes/accesorios 2.1056.1200

Order Number	Descripción	Cantidad
1.1056.1200	OMNIS Reagent Organizer Liquid Control El OMNIS Reagent Organizer Liquid Control sirve como organizador de reactivos e ilumina el espacio interior en el OMNIS IC System. Asimismo, se encarga de la detección de fugas integrada en el software. El OMNIS Reagent Organizer Liquid Control siempre se sitúa en el OMNIS Extension Module superior y, por ello, sirve a la vez como la tapa del OMNIS IC System. Un detector de fugas está instalado en el desagüe del OMNIS Reagent Organizer Liquid Control. La luz integrada en el OMNIS Reagent Organizer Liquid Control ilumina el interior del OMNIS IC System en el momento en el que se abra cualquier puerta de este sistema. El OMNIS Reagent Organizer Liquid Control permite alojar hasta 6 botellas y puede equiparse con otros accesorios como, por ejemplo: soporte de botellas, elemento de fijación de botellas, sensor de volumen, agitador magnético o recipiente de desechos con un sensor de bidones externo.	1 PCS
6.02102.010	Cable MDL macho/hembra de 0,5 m Cable de conexión para dispositivos OMNIS con conector MDL (0,5 m)	1 PCS



Accesorios opcionales

6.01602.100

**Adaptador para botella GL 45,
2 x M6, UNF 10/32**

Adaptador para botella GL 45 para botellas de eluyentes, regenerantes, reactivos y lavado, con conectores para el tubo de adsorción y el tubo de aspiración.



6.01602.110

**Adaptador para botella S 40,
2x M6, UNF 10/32**

Tapa S 40 para bidones de 10 L.



6.01608.000

Botella de PP, 2 L, GL 45

Botella de 2 L (PP) diseñada para el OMNIS Reagent Organizer, con indicación de volumen para soluciones de eluyente, regenerante, reactivo y lavado.



6.02009.000

**Soporte del sensor de
volumen, bidón 10 L**

Soporte para contenedor de 10 L con sensor de volumen integrado.



6.02050.000

Soporte de botellas, RO

Soporte de botellas para botella de eluyente PP 2 L en OMNIS IC Reagent Organizer Liquid Control.



6.02050.010

**Elemento de fijación de
botellas, RO**

Elemento de fijación de botellas para botella de eluyente PP 2 L en OMNIS IC Reagent Organizer Liquid Control.



6.02050.100

**Soporte de botellas RO,
universal**

Soporte de botellas para botellas de vidrio de 1 L o 2 L en el OMNIS Reagent Organizer.



6.02050.110

**Elemento de fijación de
botellas RO, universal**

Elemento de fijación de botellas para botellas de vidrio de 1 L o 2 L en el OMNIS Reagent Organizer.



6.02765.000

**Recipiente de desechos, 4 x
UNF 10/32**

Recipiente de desechos para hasta cuatro capilares de residuos.



6.05332.000

Juego de accesorios OMNIS

IC: Contenedor de 10 L, LC



Set de accesorios para la monitorización automática del contenedor de 10 L.

Requisitos:

OMNIS IC con ROLC

6.05801.040

Sensor de volumen, kit ROLC



Kit de actualización para ampliar el OMNIS Reagent Organizer Liquid Control con un sensor de volumen adicional.

Requisitos:

– 2.1056.1200 OMNIS Reagent Organizer Liquid Control

Información: esta actualización debe ser instalada por un representante de servicio regional de Metrohm.

6.05801.090

Agitador magnético, kit ROLC



Kit de actualización para ampliar el OMNIS Reagent Organizer Liquid Control incorporándole un agitador magnético.

Requisitos:

– 2.1056.1200 OMNIS Reagent Organizer Liquid Control

Información: Esta actualización debe ser instalada por un técnico autorizado del centro de servicio Metrohm.