



Autosampler MMS 5000 (AJ)

2.136.0800

Autosampler MMS 5000 (AJ) de Analytik Jena para el uso con Metrohm Combustion IC para el análisis totalmente automático de muestras líquidas y sólidas. Para adaptar el muestreador multimatriz modular al tipo de muestra correcto, se debe utilizar el kit para líquidos (6.7303.000) o el kit para sólidos (6.7302.000).

Partes/accesorios 2.136.0800

Order Number	Descripción	Cantidad
1.136.0800	Autosampler MMS 5000 (AJ) Autosampler MMS 5000 (AJ) de Analytik Jena para el uso con Metrohm Combustion IC para el análisis completamente automático de muestras líquidas y sólidas. Para adaptar el cargador de muestras modular Multi-Matrix al tipo de muestra correcto, se debe utilizar el kit para líquidos (6.7303.000) o el kit para sólidos (6.7302.000).	1 PCS



Accesorios opcionales

6.7302.000

**Kit de muestras sólidas para
MMS 5000, 35 posiciones**

Kit de muestras sólidas para MMS 5000 con gradilla para lanzaderas, pinzas y 10 lanzaderas de vidrio de cuarzo.



6.7302.100

**Lanzadera de vidrio de cuarzo
40 x 9 mm (AJ)**

Lanzadera de vidrio de cuarzo para inyección de muestras en el Combustion Module, 10 unidades.



6.7303.000

**Kit de muestras líquidas para
MMS 5000, 112 posiciones**

Kit de muestras líquidas para MMS 5000 con gradilla para recipientes de muestras, jeringa de 100 µL con aguja recambiable y 100 botellas con anillo de retén.



6.7303.100

**Viales de vidrio, 1,8 mL, en
forma de U, 100 unidades**




Maximice la recuperación de muestras utilizando este vial universal de 1,8 mL con anillo de retén, diseñado para aplicaciones analíticas de bajo volumen.

Cantidad: 100 unidades

6.7303.110

**Tapa a presión con septo rojo,
100 unidades**



Tapa a presión con septo para viales de 11 mm. Proporciona un sellado fiable y amplia compatibilidad química para análisis de laboratorio de rutina.

Cantidad: 100 unidades

6.7303.200

**Jeringa de 50 µL con aguja
intercambiable**



Aguja de recambio para MMS 5000, configuración de líquido

6.7303.210

Jeringa de 100 μ L con aguja intercambiable

Aguja de recambio para MMS 5000, configuración de líquido



6.7303.220

Agujas para jeringas de 50 μ L / 100 μ L, 3 unidades

Aguja de recambio para jeringas del MMS 5000, configuración de líquido



6.7301.150

Sustrato de cuarzo para muestras líquidas

Sustrato para inyecciones de muestras líquidas, 3 unidades.



6.7302.310

**Gradilla de muestras de 35
posiciones para muestras
sólidas**

Para materia sólida.



6.7303.310

**Gradilla de muestras de 112
posiciones para muestras
líquidas**

Para muestras líquidas.

