



786 Swing Head

2.786.0040

Equipo adicional para Procesador de muestras robótico XL sin cabezal de valoración o de transferencia.

Partes/accesorios 2.786.0040

Order Number	Descripción	Cantidad
1.786.0010	786 Swing Head con cabezal de transferencia a la izquierda Equipo adicional para Procesador de muestras robótico XL para la transferencia / el pipeto de recipientes de muestra pequeños a recipientes de valoración más grandes en la gradilla o a una celda de valoración externa que se puede colocar a la izquierda de la estación de trabajo.	1 PCS
6.2621.120	Llave de hexágono interior 1.5 mm	1 PCS



Accesorios opcionales

6.1462.240

**Cabezal de transferencia
curvado con giro a la derecha
para 786 Swing Head**



Cabezal de transferencia curvado y con giro a la derecha para 786 Swing Head. El cabezal de transferencia, equipado con el adaptador 6.1808.220, se puede utilizar para soportar varias herramientas con conector Luer en gradillas múltiples.

6.1462.250

**Brazo giratorio con giro a la
izquierda para el Polytron del
786 Swing Head**



Brazo giratorio con giro a la izquierda para el Polytron del 786 Swing head con una punta de bureta retraída para la adición de disolventes o reactivos de titración y tres toberas pulverizadoras para la limpieza. El brazo giratorio permite utilizar el Polytron para la preparación de muestras en gradillas de muestras múltiples.

6.1462.260

**Brazo giratorio con soporte
para cabezal de titración, giro
a la izquierda, externo**



Soporte para cabezal de titración para 786 Swing Head con posibilidad de girar hacia la posición exterior

6.2058.040

**Reforzamiento del brazo
giratorio para el 786 Swing
Head**



Reforzamiento del brazo giratorio para la estabilización del brazo giratorio conectado con el Swing Head 786 mediante el manejo de diferentes herramientas

6.2058.090

**Reforzamiento para
SwingHead R**



Reforzamiento para 786 Swing Head (a partir de la serie 31) para el uso de brazos articulados con función disyuntora