



827 pH lab; 120 V, EE. UU. con Unitrode

2.827.0215

pH-metro para laboratorio con interfaz IrDa y Unitrode 6.0258.600

Partes/accesorios 2.827.0215

Order Number	Descripción	Cantidad
6.2161.020	Bloque de alimentación con enchufe US 120V/6V DC Bloque de alimentación con enchufe para 827 pH lab	1 PCS
		
6.0258.600	Unitrode con Pt1000 Electrodo pH combinado con sensor de temperatura Pt1000 integrado para titulación/medida de pH. Este electrodo es especialmente apto: – para titulaciones y medidas de pH en muestras difíciles, viscosas o alcalinas – para temperaturas elevadas – para medidas de larga duración El diafragma esmerilado fijo es resistente a la contaminación. Electrolito de referencia: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, almacenamiento en una solución de conservación. Alternativamente: electrolito de referencia para medidas a $T > 80^\circ \text{C}$: Idrolyte, conservación en Idrolyte.	1 PCS
		

6.2013.010

Anillo de ajuste

1 PCS

Para barras de soporte con 10 mm de diámetro.



6.2016.050

Barra de soporte / 300 mm

1 PCS



6.2021.020

Portaelectrodo

1 PCS

Portaelectrodo para 4 electrodos y 2 puntas de bureta



6.2104.600

**Cable de electrodo para el cabezal enchufable U
/enchufe macho F de 2 x 2 mm B, 1m**

1 PCS

Para la conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm U a aparatos Metrohm con toma F.



6.2621.070

Llave hexagonal de 5 mm para IC Sample Processor 1 PCS



Accesorios opcionales

6.2307.230

Soluciones tampón pH con pH 4/7/9



Cada juego de tampones consta de 10 bolsas (30 mL) de soluciones tampón pH con pH 4/7/9

6.2325.000

juego pHit



Juego de mantenimiento para electrodos de pH

El juego contiene:

- 50 mL solución de lavado
- 50 mL solución de $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$
- 50 mL solución de almacenamiento
- 2 recipientes de almacenamiento
- Instrucciones de uso