



845 Eluent Synthesizer con un Dosino

2.845.0010

Valid ICTM - cromatografía iónica con eluyentes certificados Novedad para la cromatografía iónica


- preparación de eluyentes - totalmente automática y económica
- series de dilución - con precisión de 1 por mil
- estándares - mezcla precisa y sencilla
- Valid ICTM - todos los pasos en conformidad con GLP y con certificado

845 Eluent Synthesizer: la técnica más sencilla y precisa para crear reactivos de CI

- reducción considerable de los gastos de laboratorio
- preparación económica de eluyentes a partir de concentrados
- elaboración muy precisa con tecnología Dosino
- excelente reproducibilidad de lote a lote
- ajuste automático del pH
- manejo sencillo con el ratón o tablet PC
- cálculo independiente de volumen y concentración
- series de eluyentes, estándares y diluciones con documentación GLP y certificado
- seguridad gracias a «Audit Trail, firma electrónica y diferentes niveles de usuarios
- precisión y calidad «Made in Switzerland

Partes/accesorios 2.845.0010

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.845.0010	845 Eluent Synthesizer con un Dosino Valid ICTM - cromatografía iónica con eluyentes certificadosNovedad para la cromatografía iónica • preparación de eluyentes - totalmente automática y económica • series de dilución - con precisión de 1 por mil • estándares - mezcla precisa y sencilla • Valid ICTM - todos los pasos en conformidad con GLP y con certificado 845 Eluent Synthesizer: la técnica más sencilla y precisa para crear reactivos de Cl • reducción considerable de los gastos de laboratorio • preparación económica de eluyentes a partir de concentrados • elaboración muy precisa con tecnología Dosino • excelente reproducibilidad de lote a lote • ajuste automático del pH • manejo sencillo con el ratón o tablet PC • cálculo independiente de volumen y concentración • series de eluyentes, estándares y diluciones con documentación GLP y certificado • seguridad gracias a «Audit Trail, firma electrónica y diferentes niveles de usuarios • precisión y calidad «Made in Switzerland
1 PCS	6.1602.180	Adaptador para 845 Adaptador para la botella de eluyente del Eluent Synthesizer sin ajuste del pH.



1 PCS

6.1838.000

Tubo de conexión FEP para 845, 1 x M6 / 45 cm

Conexión del Eluent Synthesizer y la botella de eluyente



1 PCS

6.2248.010

Placa magnética , 15 x 68 mm, 3 piezas

Para Eluent Synthesizer



1 PCS

6.1546.030

Pinza del pistón

Para los pistones de las 807 Dosing Unit o las unidades de cilindro OMNIS.



1 PCS

6.1608.070

Botella de eluyente / 2 L / GL 45




3 PCS

6.1803.130

Tubo capilar 1/8 in. / 1/16 in. d.i. / 1.5 m

Tubo para conectar los eluyentes y el Eluent Synthesizer



1 PCS

6.1816.020

Tubo de silicona 6 mm d.i., 1 m

Para tubos flexibles de vaciado



1 PCS

6.1903.060

Varilla de agitación / 30 mm

Varilla de agitación con núcleo magnético, revestimiento de PTFE, longitud 30 mm. Para Eluent Synthesizer.



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – Mini-DIN 8 polos

Cable para Controller



1 PCS 6.2739.000 Llave
Para apretar conexiones



1 PCS 6.2744.170 Tornillo de presión PEEK UNF 1/4-28, 3 piezas
Para fijar al Eluent Synthesizer los tubos capilares de los componentes
eluyentes



1 PCS 6.2803.010 Grasa (2 g)
Calidad especial (sin silicona). Para uniones esmeriladas sin grasa, ver
6.2713.XXX



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.5329.000	Equipo para el ajuste del pH en el Eluent Synthesizer 845 Ajuste del pH para el Eluent Synthesizer. Incluye electrodo de pH y otros accesorios.	
6.1602.160	Adaptador para botella de eluyente y reactivo GL 45 Para botellas de eluyente, reactivo y enjuague, con conectores para el tubo de adsorción y el tubo de aspiración.	
6.1608.030	Botella de vidrio redonda / 1000 mL / GL 45	
6.1609.000	Tubo de adsorbedor / grande y doblado Para llenar con material de adsorción.	

6.2023.020

Abrazadera para EN 14/15

Abrazadera para EN 14/15



6.2307.230

Soluciones tampón pH con pH 4/7/9

Cada juego de tampones consta de 10 bolsas (30 mL) de soluciones tampón pH con pH 4/7/9

