



858 Professional Sample Processor VA para antioxidantes

2.858.0130

El 858 Professional Sample Processor VA para antioxidantes permite el tratamiento totalmente automático de series de muestras de lubricantes para la determinación de la concentración de antioxidantes en combinación con aparatos de voltamperometría de uso profesional y el software **viva**. Este sistema es controlado directamente por el software **viva**. La gradilla de muestras suministradas contiene 24 muestras que se extraen automáticamente del cambiador de muestras antes de la determinación para la preparación de muestras.

El 858 Professional Sample Processor VA para antioxidantes se entrega con el brazo giratorio montado, incluidos los accesorios, la gradilla de muestras, el agitador magnético y el cable de conexión para el montaje de un puesto completo de trabajo, pero sin equipo de lavado.

Partes/accesorios 2.858.0130

Order Number	Descripción	Cantidad
1.741.0010	741 Magnetic Stirrer Agitador magnético para cambiadores de muestras. El agitador magnético se coloca debajo de la gradilla de muestras.	1 PCS
1.800.0040	800 Dosino (longitud del cable 0,65 m) Accionamiento con hardware de escritura/lectura para unidades de dosificación inteligentes. Con cable fijo (longitud 0,65 m).	1 PCS
1.858.0020	858 Professional Sample Processor – Pump El 858 Professional Sample Processor – Pump procesa muestras de 500 µL a 500 mL. La transferencia de muestras se realiza por medio de la bomba peristáltica de dos canales bidireccional integrada o con un 800 Dosino.	1 PCS



6.1546.030


Pinza del pistón

1 PCS

Para los pistones de las 807 Dosing Unit o las unidades de cilindro OMNIS.

6.2739.000


Llave

1 PCS

Para apretar conexiones

6.1808.050


Oliva de tubo / M8 exterior

1 PCS

1 rosca exterior M8 y 1 pieza en forma de oliva para tubos flexibles. Por ejemplo, para la camisa termostática de las unidades intercambiables y aparatos de medida de estabilidad.

6.1446.000


Tapón esmerilado / B-14/(15)

1 PCS

6.2621.080

Pinza para cortar capilares

1 PCS

Herramienta de corte para cortar fácilmente capilares de plástico, 1/16" y 1/8"; se incluyen 5 cuchillas de recambio.



6.2621.100

Llave hexagonal de 3 mm para IC Sample Processor

1 PCS



6.2151.000

Cable USB A – Mini-DIN 8 polos

1 PCS

Cable para Controller



6.1608.070

Botella de eluyente / 2 L / GL 45

1 PCS



6.1602.115

Adaptador para botella / S 40 / verde

1 PCS



Para dosificar directamente de botellas de reactivo con rosca S 40 (Merck...).

6.2744.014

Tornillo de presión 2x

1 PCS



Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK

6.2008.050

Soporte de recipiente de almacenamiento para 807 Dosing Unit

1 PCS



Junto con el carcaj de punta de bureta 6.2008.030, constituye un soporte para la punta de bureta en la 807 Dosing Unit.

6.2244.020

Placas indicadoreas para unidad intercambiable inteligente

1 PCS

Juego de 10 unidades, en diferentes colores



6.1803.020

Tubo capilar de PTFE, 0.97 mm d.i., 5 m

1 PCS

Para todos los aparatos CI



6.1432.210

Vaso de muestra de vidrio transparente de 75 mL, 1 unidad

24 PCS

Vaso de muestra de vidrio transparente de 75 mL, apto para gradillas 6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 y 6.2041.900, 1 unidad



6.2621.090

**Llave de boca 1/2 in.**

1 PCS

Para tornillos 1/2 in. Para Procesadores de muestras CI

6.1831.020

**Tubo capilar de PEEK, 0.75 mm d.i., 22 cm**

1 PCS

Para todos los componentes CI.


6.2744.010

**Tornillo de presión 5x**

1 PCS

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK

6.2751.110

**Cubierta de seguridad**

1 PCS

Cubierta de seguridad para los Advanced IC/VA Sample Processor.

6.2846.010



Aguja de muestras de dióxido de zirconio con punta de titulación PEEK 1 PCS

Aguja de muestras para Sample Processors y Autosampler en la cromatografía iónica. La punta de titulación PEEK garantiza una perforación segura de la tapa del vial.

6.1808.010



Pieza de conexión 2xM6 1 PCS

2 roscas exteriores M6. Pieza de racores para unidades intercambiables y para el 676 Sample Changer

6.1808.060



Conector en T / M6 interior 1 PCS

3 roscas M6 interiores

6.1826.430



Tubo de bomba Tygon MHLL (amarillo/azul), 2 topos 1 PCS


Para la determinación de antioxidantes en voltamperometría

6.2744.160

Unión de tubo flexible de bomba con seguro

2 PCS

Pieza de seguridad para conectar un tubo de bomba en la oliva



6.1819.080

Tubo de alimentación de gas

1 PCS

Para aparatos de medida de estabilidad.



6.1829.080

Tubo de aspiración / M6 / 0.3 m

1 PCS



6.2744.080

Adaptador rosca M6 / UNF 10/32

4 PCS

Con rosca exterior M6. Para aparatos CI.



6.2037.040



Soporte de láminas

1 PCS

Soporte de láminas para vasos de muestras 75 mL para cambiadores de muestras Karl Fischer

6.1903.010



Varilla de agitador / 12 mm

24 PCS

Varilla de agitación con núcleo magnético, revestimiento de PTFE, 12 mm de largo

6.2041.340




Gradilla de muestras, 24 x 75 mL (PVC)

1 PCS

Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 24 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.210, 6.1459.400. Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)

6.2744.290



3 conectores en T UNF 10/32 con soporte

1 PCS

6.2747.010

Recipiente de muestras de 50 mL

4 PCS

Con cierre azul y graduación de mL. Kit de 25 unidades.



6.2744.350

Tornillo de presión PEEK 14 mm, 3 unidades

1 PCS

Con conector UNF 10/32. Para conectar capilares PEEK al Absorber Module.



6.2820.000

Lámina de Al

1 PCS

1000 arandelas de 80 mm de diámetro. Espesor de lámina: 0,010 mm. Junto con el soporte de láminas 6.2037.040 para el vaso de muestra 6.1432.210 y con el soporte de láminas 6.2037.080 para el vaso de muestra 6.1459.300.



6.2833.020

Soporte de aguja 1/8 in con racor de tubo M6

1 PCS

Para procesadores de muestras. Para conexión de tubos de FEB con rosca M6



6.2841.110

Estación de lavado para juego de accesorios de pipeteado

1 PCS

Estación de lavado para juego de accesorios de pipeteado



6.1580.220

807 Dosing Unit 20 mL sin accesorios

1 PCS

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 20 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45.

