



## 871 Advanced Bioscan

2.871.0010

Detector amperométrico pulsado para determinaciones de alta sensibilidad de azúcares, alcoholes de azúcar y ácidos de azúcar, polisacáridos y otras sustancias oxidables. El 871 Advanced Bioscan amplía el sistema de cromatografía iónica de Metrohm, integrando el análisis de carbohidratos a la gama de las aplicaciones CI. El corazón del 871 Advanced Bioscan es el detector amperométrico pulsado con válvula de inyección y horno de columnas integrado. El control se hace a través del software Metrodata IC Net. Además del análisis de hidratos de carbono, el 871 Advanced Bioscan se usa para la determinación de aniones inorgánicos oxidables. Están disponibles diferentes celdas de medida, cada una de ellas con electrodo de trabajo de oro, plata, platino y carbón vitrificado.

## Partes/accesorios 2.871.0010

| Order Number | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cantidad |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.871.0010   | <b>871 Advanced Bioscan</b> <p>Detector amperométrico pulsado para determinaciones de alta sensibilidad de azúcares, alcoholes de azúcar y ácidos de azúcar, polisacáridos y otras sustancias oxidables. El 871 Advanced Bioscan amplía el sistema de cromatografía iónica de Metrohm, integrando el análisis de carbohidratos a la gama de las aplicaciones CI. El corazón del 871 Advanced Bioscan es el detector amperométrico pulsado con válvula de inyección y horno de columnas integrado. El control se hace a través del software Metrodata IC Net. Además del análisis de hidratos de carbono, el 871 Advanced Bioscan se usa para la determinación de aniones inorgánicos oxidables. Están disponibles diferentes células de medida, cada una de ellas con electrodo de trabajo de oro, plata, platino y carbón vitrificado.</p> | 1 PCS    |
| 6.2156.010   | <b>Cable de registrador para Bioscan</b> <p>Cable analógico Bioscan - registrador, para señal transformada (no se necesita en el sistema CI).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 PCS    |



6.1816.060

**Tubo de desagüe para el UV/VIS Compact IC y Bioscan** 1 PCS

Tubo para desviar líquidos




6.1825.210

**Bucle de muestras de PEEK 20 µL**

1 PCS

Para válvula de inyección, con 2 tornillos de presión PEEK



6.1831.010

**Tubo capilar de PEEK, 0.25 mm d.i., 3 m**

1 PCS

Para todos los componentes CI.



6.2620.150

**Amortiguador de impulsos (exento de metal)**

1 PCS

Para todos los cromatógrafos iónicos



6.2744.010

**Tornillo de presión 5x**

2 PCS

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



6.2744.014

**Tornillo de presión 2x**

1 PCS

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



6.2744.040

**Conexión 2 x UNF 10/32**

1 PCS

Para conexión de capilares 1/16 in. Para aparatos CI



## Accesorios opcionales

6.1254.070

**Celda de flujo continuo de  
plata para el Bioscan**



Celda de flujo continuo para el Bioscan, material del electrodo:  
plata

6.1254.130

**Celda vario de platino para  
Bioscan**



Celda de medida de platino con electrodo de trabajo  
recambiable.

6.1254.140

**Celda vario de plata para  
Bioscan**



Celda de medida de plata con electrodo de trabajo recambiable.

6.1254.230

**Electrodo de trabajo de platino para celda vario**

Electrodo de trabajo de platino para celda vario 6.1254.1X0



6.2744.130

**Tornillo de presión para celda de medida Bioscan**

Para conexión de capilares de 1/16 in.



6.1803.030

**Tubo capilar de PTFE, 0.5 mm d.i. / 3 m**

Tubo capilar para diálisis inline, para Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Unit Dialysis

