



889 IC Sample Center – cool

2.889.0020

El 889 IC Sample Center - cool es la solución de automatización perfecta para cuando se dispone de muy poca cantidad de muestra. A diferencia del 889 IC Sample Center, también dispone de una función de refrigeración que lo convierte en el cambiador de muestras ideal para muestras inestables térmicamente o bioquímicamente relevantes.

Partes/accesorios 2.889.0020

Order Number	Descripción	Cantidad
1.889.0020	889 IC Sample Center – cool El 889 IC Sample Center - cool es la solución de automatización perfecta para cuando se dispone de muy poca cantidad de muestra. A diferencia del 889 IC Sample Center, también dispone de una función de refrigeración que lo convierte en el cambiador de muestras ideal para muestras inestables térmicamente o bioquímicamente relevantes.	1 PCS
		
6.1608.110	Botella de lavado de 250 mL para IC Sample Center Botella de lavado para solución de lavado en IC Sample Center.	1 PCS
		
6.1807.010	Pieza de conexión en Y para tubo flexible ID 6-9 mm Racor para tubos flexibles de residuos.	2 PCS
		

6.1816.070

Tubo de silicona, 8/12 mm 1 m

2 PCS

Para el IC Sample Center



6.1831.010

Tubo capilar de PEEK, 0.25 mm d.i., 3 m

1 PCS

Para todos los componentes CI.



6.2041.200

Gradilla de muestras, 48 x 11 mL, (Al)

2 PCS

Gradilla de muestras para 889 IC Sample Center, apta para 48 recipientes de muestras. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras: 6.2743.100, 6.2743.107, 6.2743.110, 6.2743.117.

Material: aluminio (Al)



6.2151.020

Cable USB A - USB B / 1.8 m

1 PCS

Cable de conexión USB



6.2743.107


Viales PP, 0,7 mL, en forma de U, 100 unidades

1 PCS

Maximice la recuperación de muestras con este vial de 0,7 mL, diseñado para aplicaciones analíticas de bajo volumen. Este vial incorpora en su diseño un fondo cónico de bajo volumen muerto, que hace posible la extracción eficiente de la muestra, a la vez que minimiza los residuos.

Cantidad: 100 unidades

6.2743.127


Tapa a presión con septo azul, 100 unidades

1 PCS

Tapa a presión con septo para viales de 11 mm. Proporciona un sellado fiable y amplia compatibilidad química para análisis de laboratorio de rutina.

Cantidad: 100 unidades

6.2744.010


Tornillo de presión 5x

1 PCS

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK

6.2816.200


Aguja de aire 80 mm, negro

1 PCS

Para IC Sample Center

Accesorios opcionales

6.1562.170

**Tubo de transferencia Tefzel
de 1000 μ L**

Para IC Sample Center.



6.1829.060

**Juego de capilares para
unidad de jeringa**

Para IC Sample Center



6.2743.100

**Viales PP, 0,7 mL, en forma de
U, 1000 unidades**

Maximice la recuperación de muestras con este vial de 0,7 mL, diseñado para aplicaciones analíticas de bajo volumen. Este vial incorpora en su diseño un fondo cónico de bajo volumen muerto, que hace posible la extracción eficiente de la muestra, a la vez que minimiza los residuos.

Cantidad: 1000 unidades



6.2743.110

Viales PP, 0,3 mL, en forma de V, 1000 unidades



Maximice la recuperación de muestras con este vial de 0,3 mL, diseñado para aplicaciones analíticas de bajo volumen. Este vial incorpora en su diseño un fondo cónico de bajo volumen muerto, que hace posible la extracción eficiente de la muestra, a la vez que minimiza los residuos.

Cantidad: 1000 unidades

6.2743.117

Viales PP, 0,3 mL, en forma de V, 100 unidades



Maximice la recuperación de muestras con este vial de 0,3 mL, diseñado para aplicaciones analíticas de bajo volumen. Este vial incorpora en su diseño un fondo cónico de bajo volumen muerto, que hace posible la extracción eficiente de la muestra, a la vez que minimiza los residuos.

Cantidad: 100 unidades

6.2743.120

Tapa a presión con septo rojo /blanco, 1000 unidades



Tapa a presión con septo para viales de 11 mm. Proporciona un sellado fiable y amplia compatibilidad química para análisis de laboratorio de rutina.

Cantidad: 1000 unidades

6.2816.210

Aguja con un capilar, 15 µL



Para IC Sample Center

6.5333.000

Juego IQ/OQ para CI



El juego IQ/OQ para CI contiene todas las piezas y soluciones estándar necesarias para IQ/OQ en la cromatografía iónica.

6.7303.100

Viales de vidrio, 1,8 mL, en forma de U, 100 unidades




Maximice la recuperación de muestras utilizando este vial universal de 1,8 mL con anillo de retén, diseñado para aplicaciones analíticas de bajo volumen.

Cantidad: 100 unidades

6.7303.110

Tapa a presión con septo rojo, 100 unidades



Tapa a presión con septo para viales de 11 mm. Proporciona un sellado fiable y amplia compatibilidad química para análisis de laboratorio de rutina.

Cantidad: 100 unidades

6.2041.210

**Gradilla de muestras, 12 x 6
mL, (Al)**



Gradilla de muestras para 889 IC Sample Center, apta para 12 recipientes de muestras. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras: 6.2419.000.

Material: aluminio (Al)

6.1448.050

**Cierre septo de aluminio /
1000 unidades**



Con cierre septo de Al.

6.2419.000

**Recipiente de muestra de
vidrio de 6 mL, 1000 unidades**



Recipiente de muestra de vidrio para muestra de hasta 6 mL, apto para septo 6.1448.050, 1000 unidades

6.2621.110

Pinza de cierre septo



Pinza de cierre septo para cerrar recipientes de muestras de 6 mL (6.2419.000, 6.2419.007).

6.2420.007

Recipiente de muestra de vidrio de 8 mL con rosca, 100 unidades



Recipiente de muestra de vidrio de 8 mL con rosca, apto para cierre de rosca 6.1448.067, 100 unidades

6.1448.067

Cierre de rosca con septo, 100 uds.



Cierre de rosca con septo, apto para frasco de muestras de 8 mL 6.2420.007, 100 uds.