



## dSolvotrode

6.00203.300

Electrodo pH combinado digital para OMNIS para todas las titulaciones ácido-base no acuosas. La membrana de vidrio está optimizada para soluciones poco conductoras y, gracias al diafragma esmerilado flexible, este electrodo también es apto para muestras muy sucias.

El electrodo puede utilizarse con electrolitos de referencia no acuosos (cloruro de litio o bromuro de tetraetilamonio).

Conservación en el electrolito de referencia correspondiente.

Los dTrodes se pueden utilizar en OMNIS Titrator.

## Partes/accesorios 6.00203.300

| Order Number | Descripción                 | Cantidad |
|--------------|-----------------------------|----------|
| 6.1236.050   | <b>Manguito EN 14/12 mm</b> | 1 Stk    |



Manguito EN 14/12 mm de polietileno.

6.2008.040

### Recipiente de almacenamiento

1 Stk



Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.

## Accesorios opcionales

6.2320.000

**TEABr 0,4 mol/L en  
etilenglicol (250 mL)**

Solución de electrolito TEABr (bromuro de tetraetilamonio en etilenglicol),  $c(\text{TEABr}) = 0,4 \text{ mol/L}$



---

6.02104.300

**Cable de electrodo con  
cabezal enchufable Q /  
enchufe macho P, 0,55 m**

Cable para la conexión de un dTrode (cabezal enchufable Q) a un módulo de medida digital de OMNIS



---

6.02104.310

**Cable de electrodo con  
cabezal enchufable Q /  
enchufe macho P, 1,5 m**

Cable para la conexión de un dTrode (cabezal enchufable Q) a un módulo de medida digital de OMNIS

