



Electrodo de anillo de oro doble

6.00353.100

Electrodo de eje de vidrio con dos anillos de oro polarizados para titulaciones redox (titulación bivolamétrica). Este electrodo es ideal para la determinación de vitamina C y es fácil de limpiar incluso con muestras altamente adhesivas.

Partes/accesorios 6.00353.100

Order Number	Descripción	Cantidad
6.1236.050	Manguito EN 14/12 mm	1 Stk



Manguito EN 14/12 mm de polietileno.

6.2008.040

Recipiente de almacenamiento

1 Stk



Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.

Accesorios opcionales

6.2104.020

Cable de electrodo / 1 m / F

Para conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm G a aparatos Metrohm con conector F.



6.02104.040

**Cable de electrodo con
cabezal enchufable G (pol.) /
enchufe macho P, 0,55 m**

Cable para la conexión de un electrodo polarizable analógico (cabezal enchufable G) a un módulo de medida analógico de OMNIS



6.02104.050

**Cable de electrodo con
cabezal enchufable G (pol.) /
enchufe macho P, 1,5 m**

Cable para la conexión de un electrodo polarizable analógico (cabezal enchufable G) a un módulo de medida analógico de OMNIS

