



Ag-Titrode con recubrimiento de AgCl

6.00430.100CL

Electrodo de anillo de plata combinado con una membrana de vidrio de pH como electrodo de referencia.

El anillo de plata está recubierto de cloruro (AgCl) para aumentar la sensibilidad y mejorar el límite de detección.

Este electrodo no precisa mantenimiento y es apto para titulaciones por precipitación con un valor de pH constante (reactivo de titulación: nitrato de plata), por ejemplo, a partir de:

- Cloruro, bromuro, yoduro
- Sulfuros
- Ácido sulfhídrico
- Mercaptano
- Cianuro

Este electrodo se conserva en agua destilada.

Partes/accesorios 6.00430.100CL

Order Number	Descripción	Cantidad
6.1236.050	Manguito EN 14/12 mm	1 Stk



Manguito EN 14/12 mm de polietileno.

6.2008.040	Recipiente de almacenamiento	1 Stk
------------	-------------------------------------	-------



Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.

Accesorios opcionales

6.2104.020

Cable de electrodo / 1 m / F

Para la conexión de electrodos con cabezal enchufable G de Metrohm a aparatos Metrohm (enchufe hembra F).



6.02104.000

**Cable de electrodo con
cabezal enchufable G /
enchufe macho P, 0,55 m**

Cable para la conexión de un electrodo analógico (cabezal enchufable G) a un módulo de medida analógico de OMNIS



6.02104.010

**Cable de electrodo con
cabezal enchufable G /
enchufe macho P, 1,5 m**

Cable para la conexión de un electrodo analógico (cabezal enchufable G) a un módulo de medida analógico de OMNIS

