



Electrodo ion-selectivo F-ISE combinado con Pt1000

6.00500.600

Electrodo selectivo de fluoruro combinado con membrana de cristal con sensor de temperatura integrado Pt1000.

Este electrodo ion-selectivo es adecuado para:

- Medidas de iones de F^-
- Medidas de iones automatizadas
- Titulaciones

Electrolito de referencia: $c(KCl) = 3 \text{ mol/L}$

El electrodo se almacena en el electrolito de referencia.

Partes/accesorios 6.00500.600

Order Number	Descripción	Cantidad
6.1236.050	Manguito EN 14/12 mm	1 Stk



Manguito EN 14/12 mm de polietileno.

6.2008.040

Recipiente de almacenamiento

1 Stk



Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.

Accesorios opcionales

6.2104.600

**Cable de electrodo para el
cabezal enchufable U
/enchufe macho F de 2 x 2
mm B, 1m**



Para la conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm U a aparatos Metrohm con toma F.

6.2104.610

**Cable de electrodo para el
cabezal enchufable U
/enchufe macho F + 2 x 2 mm
B, 2 m**



Para la conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm U a aparatos Metrohm con toma F.

6.02104.600

**Cable de electrodo con
cabezal enchufable U /
enchufe macho P, 0,55 m**

Cable para la conexión de un electrodo con cabezal enchufable U
a un módulo de medida analógico de OMNIS



6.02104.610

**Cable de electrodo con
cabezal enchufable U /
enchufe macho P, 1,5 m**

Cable para la conexión de un electrodo con cabezal enchufable U
a un módulo de medida analógico de OMNIS



6.2308.020

**Electrolito 3 mol/L KCl (250
mL)**

Solución de electrolito $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (para sistemas de
referencia Ag/AgCl)

