



dCa ISE combinado

6.00502.300

Electrodo pH combinado digital selectivo de calcio para OMNIS.

Este ISE es adecuado para:

- Medidas de iones de Ca^{2+} en soluciones acuosas
- Titulaciones (inversas) complexométricas (por ejemplo, determinación de la dureza del agua)

Gracias a un eje de plástico robusto/irrompible de polipropileno y la protección contra impactos de la membrana de polímero, este sensor puede soportar altas cargas mecánicas.

Como electrolito de referencia se utiliza $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$.

Los dTrodes se pueden utilizar en OMNIS Titrator.

Partes/accesorios 6.00502.300

Order Number	Descripción	Cantidad
6.1236.050	Manguito EN 14/12 mm	1 Stk



Manguito EN 14/12 mm de polietileno.

6.2008.040	Recipiente de almacenamiento	1 Stk
------------	-------------------------------------	-------



Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.

Accesorios opcionales

6.2308.020

Electrolito 3 mol/L KCl (250 mL)

Solución de electrolito $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (para sistemas de referencia Ag/AgCl)



6.02104.300

**Cable de electrodo con
cabezal enchufable Q /
enchufe macho P, 0,55 m**

Cable para la conexión de un dTrode (cabezal enchufable Q) a un módulo de medida digital de OMNIS



6.02104.310

**Cable de electrodo con
cabezal enchufable Q /
enchufe macho P, 1,5 m**

Cable para la conexión de un dTrode (cabezal enchufable Q) a un módulo de medida digital de OMNIS

