



Botella PP, 200 mL

6.02743.040

Vial de muestra de poliestireno (PS) de alta calidad diseñado para el uso perfectamente integrado con el OMNIS IC Autosampler y para el manejo y el análisis seguros de muestras, reactivos y patrones. Fabricado y empaquetado en condiciones controladas de sala limpia (clase ISO 7 según la norma DIN EN ISO 14644-1), este vial garantiza bajos niveles de residuos y un rendimiento fiable en los flujos de trabajo rutinarios de laboratorio.

Cantidad: 1 unidad

Accesorios opcionales

6.02041.550

Gradilla de muestras OMNIS 2 x 200 mL



Gradilla de muestras con capacidad para 2 botellas de 200 mL en el OMNIS IC Autosampler. La geometría de la gradilla se ajusta a las dimensiones de los viales para asegurar un posicionamiento preciso y un manejo estable durante el muestreo automatizado. Las gradillas pueden montarse perfectamente en la bandeja AS /ASCOOL

6.02743.090

Cierre de rosca con septo



El tapón roscado con septo es ideal para conservar muestras y patrones durante un largo período de tiempo. Tapón roscado con septo para botella de PP de 50 mL (6.02743.030); botella de PE de 125 ml (6.1627.000) y botella de PE de 50 ml (6.1608.100). En el 858 Professional Sample Processor, para perforar el septo se debe montar la aguja de muestra de acero revestido (6.2624.200) o la aguja "pick-up" (6.2624.100).