



Tapa PP, d. e. 16,6 mm, 2000 unidades

6.02743.070

Tapas de polipropileno para viales de muestra de 10 mL de poliestireno. Estas tapas se fabrican y empaquetan en condiciones de sala limpia (clase de sala limpia 7 según la norma DIN ISO 14644) y son adecuadas para aplicaciones de CI de alta pureza.

Cantidad: 2000 unidades

Accesorios opcionales

6.02743.017

Vial PS, 10 mL, 200 unidades



Viales de muestra desechables con indicación de volumen, hechos de poliestireno (PS) de alta calidad y diseñados específicamente para el uso con OMNIS IC Autosamplers. Al tener un volumen de 10 mL y una geometría optimizada (fondo plano), estos viales garantizan una integración perfecta, un manejo seguro y fiabilidad en la automatización.

Fabricados y empaquetados en condiciones de sala limpia (clase de sala limpia 7 según la norma DIN ISO 14644), los viales de muestra de Metrohm están diseñados para aplicaciones de alta pureza. Han sido validados para garantizar niveles mínimos de residuos, lo que los hace ideales para el análisis de trazas en cromatografía iónica, donde incluso pequeñas impurezas pueden alterar los resultados.

Cantidad: 200 unidades

6.02041.500

**Gradilla de muestras OMNIS
24 x 10 mL**



Gradilla de muestras con capacidad para 24 viales de 10 mL en el OMNIS IC Autosampler. La geometría de la gradilla se ajusta a las dimensiones de los viales para asegurar un posicionamiento preciso y un manejo estable durante el muestreo automatizado. Las gradillas pueden montarse perfectamente en la bandeja AS /ASCOOL.

6.02743.010

Vial PS, 10 mL, 2000 unidades



Viales de muestra desechables con indicación de volumen, hechos de poliestireno (PS) de alta calidad y diseñados específicamente para el uso con OMNIS IC Autosamplers. Al tener un volumen de 10 mL y una geometría optimizada (fondo plano), estos viales garantizan una integración perfecta, un manejo seguro y fiabilidad en la automatización.

Fabricados y empaquetados en condiciones de sala limpia (clase de sala limpia 7 según la norma DIN ISO 14644), los viales de muestra de Metrohm están diseñados para aplicaciones de alta pureza. Han sido validados para garantizar niveles mínimos de residuos, lo que los hace ideales para el análisis de trazas en cromatografía iónica, donde incluso pequeñas impurezas pueden alterar los resultados.

Cantidad: 2000 unidades