



Electrodo de varilla de platino por separado

6.0331.000

Este electrodo de metal se debe utilizar junto con un electrodo de referencia ($c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ como electrolito de referencia) y es apto:

- para titulaciones redox
- como electrodo auxiliar para potenciometría diferencial

El robusto eje de polipropileno y el pasador metálico se pueden sustituir individualmente.

Partes/accesorios 6.0331.000

Order Number	Descripción	Cantidad
6.2106.020	Cordón de cable / 1 m / 2 x B Cable de electrodo con 2 x enchufes B (4 mm) para la conexión de electrodos con cabezal enchufable B	1 PCS



Accesorios opcionales

6.1241.030

Mango de electrodo



Mango para electrodos de varilla de metal separados

6.1248.000

Punta de electrodo de platino



Punta de electrodo de platino para electrodo de punta de metal dividida

6.0729.100

Electrodo de referencia Ag /AgCl (longitud: 12,5 cm)



Electrodo de referencia de plata/cloruro de plata con sistema de doble unión y apantallamiento separado. Longitud de montaje: 10 cm.

Este electrodo de referencia es ideal para:

- muestras no acuosas
- potenciometría diferencial

El esmerilado normal 14/15 permite un montaje sencillo y el diafragma esmerilado flexible, resistente a la suciedad, puede sustituirse en cualquier momento. El electrolito de referencia y el electrolito intermedio se pueden seleccionar libremente según la aplicación y son fáciles de sustituir. El sensor se suministra sin llenado de electrolito.

6.2308.020

**Electrolito 3 mol/L KCl (250
mL)**

Solución de electrolito $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (para sistemas de
referencia Ag/AgCl)

