



Electrodo de varilla de plata por separado

6.0331.010

Este electrodo de metal se debe utilizar junto con un electrodo de referencia ($c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ como electrolito de referencia) y es apto para titulaciones por precipitación (reactivo de titulación: nitrato de plata). El robusto eje de polipropileno y el pasador metálico se pueden sustituir individualmente.

Partes/accesorios 6.0331.010

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.2106.020	Cordón de cable / 1 m / 2 x B Cable de electrodo con 2 x enchufes B (4 mm) para la conexión de electrodos con cabezal enchufable B



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1241.030	Mango de electrodo Mango para electrodos de varilla de metal separados	
6.1248.010	Punta de electrodo de plata Punta de electrodo de plata para electrodo de punta de metal dividida	
6.0729.100	Electrodo de referencia Ag/AgCl (longitud: 12,5 cm) Electrodo de referencia de plata/cloruro de plata con sistema de doble unión y apantallamiento separado. Longitud de montaje: 10 cm. Este electrodo de referencia es ideal para: • muestras no acuosas • potenciometría diferencial El esmerilado normal 14/15 permite un montaje sencillo y el diafragma esmerilado flexible, resistente a la suciedad, puede sustituirse en cualquier momento. El electrolito de referencia y el electrolito intermedio se pueden seleccionar libremente según la aplicación y son fáciles de sustituir. El sensor se suministra sin llenado de electrolito.	