



Electrodo ion-selectivo, Cu

6.0502.140

Electrodo selectivo de cobre con membrana de cristal.

Este electrodo ion-selectivo debe utilizarse en combinación con un electrodo de referencia y es adecuado para:

- Medidas de iones de Cu^{2+}
- Medidas de iones en volúmenes de muestra muy pequeños (profundidad de inmersión mínima = 1 mm)
- Titulaciones complexométricas con CuEDTA

Gracias a un eje de plástico EP robusto y a prueba de roturas, este sensor puede soportar altas cargas mecánicas. El kit de pulido suministrado facilita la limpieza y la regeneración de la superficie del electrodo.

Partes/accesorios 6.0502.140

Order Number	Descripción	Cantidad
6.2802.000	Kit de pulido para electrodos sólidos Kit de pulido formado por 1 paño y aprox. 2 g polvo de óxido de aluminio (tamaño de gránulos 0.3 µm)	1 Stk



Accesorios opcionales

6.0750.100

Electrodo de referencia EIS LL



Electrodo de referencia de plata/cloruro de plata con sistema de doble unión.

Este electrodo de referencia es ideal para:

- aplicaciones automatizadas
- medidas de iones
- titulaciones de tensioactivos

El diafragma esmerilado flexible, resistente a la contaminación, proporciona un flujo de electrolito constante y reproducible. Además, electrolito de referencia está gelificado para una mejor estabilidad de la señal. El sensor se suministra con $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ como electrolito intermedio, pero puede seleccionarse e intercambiarse libremente en función de su uso.

6.2104.020

Cable de electrodo / 1 m / F



Para conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm G a aparatos Metrohm con conector F.