



Juego de accesorios OMNIS IC: gradiente Dose-in

6.05332.090

Set de accesorios para el gradiente Dose-in en OMNIS IC: se crea un gradiente mezclando diferentes eluyentes en una mezcla que varía a lo largo de la duración del análisis.

Una OMNIS Cylinder Unit dosifica un eluyente concentrado o diluido en la corriente principal de eluyente en una proporción definida. Esto cambia la concentración general de la fase móvil. El resultado es una separación óptima de todos los iones dentro de una duración del análisis aceptable.

Requisitos:

OMNIS IC S/M/L, que incluye:

– OMNIS Dosing Drive Unit disponible

Partes/accesorios 6.05332.090

Order Number	Descripción	Cantidad
6.02744.010	Conexión roscada sin brida M6, 1/8", 2 unidades Conexión roscada sin brida para tubo flexible de 1/8". Cantidad: 2 unidades	2 PCS
		
6.05000.010	Kit de accesorios: Botella OMNIS IC, PP, 2 L Set de accesorios OMNIS IC para instalar la botella de reactivo en el Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control.	1 PCS
		
6.2744.200	Adaptador UNF 10/32 exterior / M6 interior Para la conexión de 1/16 in. capilares PEEK y tubo de transferencia (M6)	1 PCS
		

6.01805.400	Tubo FEP M6, 1/8" x 1,59 mm, 3 m	1 PCS
-------------	---	-------



6.02006.120	Soporte, barra de fijación	1 PCS
-------------	-----------------------------------	-------

Soporte para fijar conectores en T a la barra de fijación en OMNIS IC.



6.02744.020	Conector en T, M6	1 PCS
-------------	--------------------------	-------

Conector en T para 3 tubos flexibles M6.



6.06007.340	Licencia funcional Gradiente Dose-in	1 PCS
-------------	---	-------

Licencia funcional para ejecutar un gradiente Dose-in en OMNIS.



Accesorios opcionales

2.1056.0310

OMNIS Dosing Drive Unit



La OMNIS Dosing Drive Unit funciona como motor de dosificador para unidades de cilindro acoplables; este motor sirve para aspirar y dosificar el volumen de líquido con precisión.

La OMNIS Dosing Drive Unit es compatible con distintas unidades de cilindro (de 2 hasta 50 mL). Gracias al nuevo diseño se puede lograr una mayor resolución y exactitud al dosificar.

Especificaciones:

- Resolución: 250 000 pasos por volumen del cilindro
- Tiempos de dosificación / Tiempos de llenado: 10 segundos