



Juego de accesorios OMNIS IC: DD Reg., Rinse

6.05332.100

Set de accesorios para la regeneración de MSM con Dosing Drive Unit sin configuración STREAM.

Requisitos:

OMNIS IC S/M/L, que incluye:

– OMNIS Dosing Drive Unit disponible

Partes/accesorios 6.05332.100

Order Number	Descripción	Cantidad
6.02744.010	Conexión roscada sin brida M6, 1/8", 2 unidades Conexión roscada sin brida para tubo flexible de 1/8". Cantidad: 2 unidades	2 PCS
		
6.02837.030	CO2 Absorber (Tube) CO2 Absorber (Tube) con adaptador Luer: protege los reactivos y eluyentes de las partículas y garantiza tiempos de retención uniformes para los eluyentes sensibles al CO2.	1 PCS
		
6.02837.040	Tubo filtrante Tubo filtrante con adaptador Luer; protege los eluyentes y reactivos de las partículas.	1 PCS
		

6.05000.010

Kit de accesorios: Botella OMNIS IC, PP, 2 L

2 PCS

Set de accesorios OMNIS IC para instalar la botella de reactivo en el Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control.



6.2744.070

Tornillo de presión corto

1 PCS

Versión corta. Con conexión UNF 10/32. 5 unidades. Para conexión de capilares de PEEK



6.01506.120

Unidad de cilindro OMNIS 2 mL, UNF 10/32

1 PCS

Unidad de cilindro OMNIS inteligente de 2 mL con cuatro puertos (2x M6 y 2x UNF 10/32) destinada al uso con la OMNIS Dosing Drive Unit dentro de la OMNIS IC.



6.01805.400

Tubo FEP M6, 1/8" x 1,59 mm, 3 m

1 PCS



Accesorios opcionales

2.1056.0310

OMNIS Dosing Drive Unit



La OMNIS Dosing Drive Unit funciona como motor de dosificador para unidades de cilindro acoplables; este motor sirve para aspirar y dosificar el volumen de líquido con precisión.

La OMNIS Dosing Drive Unit es compatible con distintas unidades de cilindro (de 2 hasta 50 mL). Gracias al nuevo diseño se puede lograr una mayor resolución y exactitud al dosificar.

Especificaciones:

- Resolución: 250 000 pasos por volumen del cilindro
- Tiempos de dosificación / Tiempos de llenado: 10 segundos