



Accesorios de KFT para el IONIC Titrator

6.05609.020

Set de accesorios completo para la titulación Karl Fischer volumétrica con el IONIC Titrator

Partes/accesorios 6.05609.020

Order Number	Descripción	Cantidad
6.1903.020	Varilla de agitador / 16 mm Varilla de agitación con núcleo magnético, revestimiento de PTFE, 16 mm de largo	1 PCS
		
6.1903.030	Imán agitador / 25 mm Imán agitador con núcleo magnético, envoltura de PTFE, longitud 25 mm.	1 PCS
		
6.00346.100	Electrodo de anillo de Pt doble para volumetría Electrodo indicador para la titulación Karl Fischer, más robusto y fácil de limpiar que el electrodo de varilla de platino convencional (6.0338.100) debido a los dos anillos de platino fundido.	1 PCS
		

6.01405.010

**Parte superior del recipiente de titulación OMNIS
para la titulación Karl Fischer volumétrica**

1 PCS

Parte superior del recipiente de titulación para la titulación Karl Fischer volumétrica con un OMNIS Titrator.




6.01406.010

Tubo de adsorción con tapa

1 PCS

Tubo de adsorción con tapa para el titulador volumétrico OMNIS Karl Fischer



6.01406.220

Recipiente de titulación 20 – 90 mL

1 PCS

Recipiente de titulación 20 – 90 mL con cierre roscado para el uso con parte superior del recipiente de titulación 6014050X0.



6.01408.010

Kit de sellado para celda de titulación Karl Fischer

1 PCS

Juego completo de juntas, apto para 6.05609.000 y 6.05609.010.



6.01543.120

**Jeringa antidifusión**

1 PCS

Punta de titulación con válvula antidifusión, apta para el titulador Karl Fischer OMNIS.

6.02709.010

**Tapón**

3 PCS

Tapón de plástico, apto para el OMNIS Karl Fischer Titrator 2.1001.4220.

6.02709.020

**Tapón septo**

1 PCS

Tapón septo de plástico, apto para parte superior del recipiente de titulación 6014050X0.

6.02709.030

**Boquilla roscada**

2 PCS

Boquilla roscada de plástico, apta para parte superior del recipiente de titulación 6014050X0.

6.02801.000

Algodón para tubo de adsorción

1 PCS

Torundas de algodón (4 unidades), aptas para tubo de adsorción OMNIS 601406010.



6.1448.010

Septo / 12 mm / 5 unidades

1 PCS

Juego de 5 piezas.



6.2816.020

Jeringa 10 mL con conector Luer

2 PCS

Para diversas aplicaciones en CI y VA.



6.2816.030

Aguja con conector Luer

2 PCS

Aguja para la introducción del mercurio en los electrodos de modo múltiple y para la adición de muestra en la titulación de Karl Fischer.



6.02104.060

Cable de electrodo con enchufe macho P (pol.), 0,75 m 1 PCS

Cable para la conexión de un electrodo polarizable analógico (cabezal enchufable G) a un módulo de medida analógico o a una interfaz de medida.