



Eje de accionamiento para electrodo de disco rotatorio (RDE)

6.1204.210

Eje de accionamiento para electrodo de disco rotatorio (RDE) con eje de titanio para stands de medida VA, rosca M3.

Accesorios opcionales

6.1204.130

Punta de electrodo de plata



Punta de electrodo de plata (Ag) diámetro disco de electrodo 2 mm, racor de rosca M3. Temperatura: 0 ... 40 °C.

6.1204.140

Punta de electrodo de oro



Punta de electrodo de oro (Au) , diámetro disco de electrodo 2 mm, racor de rosca M3. Temperatura: 0 ... 40 °C.

6.1204.150

Punta de electrodo de oro lateral



Punta de electrodo de oro (Au) con superficie de electrodo lateral. Diámetro disco de electrodo 3 mm, racor de rosca M3. Temperatura: 0 ... 40 °C.

6.1204.170

**Punta de electrodo de platino
de 3 mm para CVS**

Punta de electrodo de platino (Pt), diámetro del disco de electrodo 3 mm, superficie pulida, rosca M3. Rango de temperatura: 0 ...40 °C.



6.1204.180

**Punta de electrodo Ultra
Trace**

Punta de electrodo de carbono de grafito Ultra-Trace, diámetro disco de electrodo 2 mm. Temperatura: 0...40 °C.



6.1204.190

**Punta de electrodo de platino
de 1 mm para CVS**

Punta de electrodo de platino (Pt), diámetro del disco de electrodo 1 mm $\pm 0,02$ mm, superficie pulida, mango de vidrio, rosca M3. Error de concentricidad: 0,2 mm. Rango de temperatura: 0 ... 50 °C.



6.1204.610

**Punta de electrodo de platino
de 2 mm para CVS**



Punta de electrodo de platino (Pt), diámetro del disco de electrodo 2 mm $\pm$ 0,05 mm, superficie pulida, mango de vidrio, rosca M3. Error de concentricidad: 0,3 mm. Rango de temperatura: 0 ... 50 °C.

6.1204.600

**Punta de electrodo de carbón
vitricado, mango de vidrio.**



Punta de electrodo de carbón vitricado (GC). Diámetro del disco de electrodo 2 mm $\pm$ 0,1 mm, superficie pulida, mango de vidrio, rosca M3, error de concentricidad: 0,25 mm. Gama de temperatura: 0 ... 50 °C.

6.1204.220

**Eje de accionamiento para
electrodo de disco rotatorio
(RDE) con contacto de
mercurio**



Eje de accionamiento para electrodo de disco rotatorio (RDE) con eje de titanio y contacto de mercurio para stands de medida VA, rosca M3.