



807 Dosing Unit 2 mL

6.3032.120

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 2 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo de FEP, punta antidifusión.

Partes/accesorios 6.3032.120

Order Number	Descripción	Cantidad
6.1446.030	Tapón articulado / B-14/(15) Para el soporte móvil de puntas de bureta en recipientes de titración	1 PCS
		
6.1446.040	Tapón roscado / M6	1 PCS
		
6.1543.200	Punta de titulación / Rosca M6 Punta de titulación con válvula antidifusión.	1 PCS
		

6.1805.100

Tubo de FEP / M6 / 40 cm

1 PCS

Con protección contra luz y doblado.



6.2008.030

Carcaj de punta de bureta para 807 Dosing Unit

1 PCS

Junto con el soporte de carcaj 6.2008.050, constituye un soporte para la punta de bureta en la 807 Dosing Unit.



6.2803.000

Grasa (1 oz)

0 PCS

Calidad especial (sin silicona). Para uniones esmeriladas sin grasa, ver 6.2713.XXX



6.2739.000

Llave

1 PCS

Para apretar conexiones



6.1543.060


Punta / Rosca M6

1 PCS

Punta con rosca M6. Junto con el capilar 6.1805.160 y el tapón articulado 6.1446.030, forman la punta de bureta completa 6.1537.010.

6.1619.000


Tubo de adsorción para 807 Dosing Unit

1 PCS

6.1829.010


Tubo de aspiración de FEP / M6 / 0.25 m

1 PCS

Con rosca M6. Para Unidades de dosificación

6.2008.050


Soporte de recipiente de almacenamiento para 807 Dosing Unit

1 PCS

Junto con el carcaj de punta de bureta 6.2008.030, constituye un soporte para la punta de bureta en la 807 Dosing Unit.

6.2244.020

**Placas indicadoras para unidad intercambiable
inteligente**

1 PCS

Juego de 10 unidades, en diferentes colores



6.2803.010

Grasa (2 g)

1 PCS

Calidad especial (sin silicona). Para uniones esmeriladas sin
grasa, ver 6.2713.XXX

Accesorios opcionales

6.1608.030

**Botella de vidrio redonda /
1000 mL / GL 45**



6.1608.040

**Botella de PE / 1000 mL / GL
45**

Para Unidades intercambiables. Botella de soluciones auxiliares.



6.1608.050

**Botella de secado horno / 100
mL / GL 45**



6.1608.060

Botella / 100 mL



6.1618.000

**Adaptador de rosca / 32 mm
en GL 45**



Adaptador para botellas con rosca de 32 mm (Fluka, Riedel de-Haen 500 mL...) en GL45

6.1618.010

**Adaptador de rosca / 28 mm
en GL 45**



Adaptador para botellas con rosca de 28 mm (Fisher...) en GL45

6.1618.020

**Adaptador de rosca / S40 en
GL45**

Adaptador para botellas con rosca de S40 (Merck...) en GL45.



6.1618.050

**Adaptador de rosca / 40 mm
en GL 45**

Adaptador para botellas con rosca de 40 mm en GL45.



6.1618.060

**Adaptador de rosca GL 45
interior aGL 45 exterior**

Adaptador de rosca (GL45 en GL45); p.ej. para botella de reactivo
con brida elevada



6.1608.023

**Botella de vidrio ámbar /
1000 mL / GL 45**



Para unidades intercambiables. Botella para soluciones auxiliares.

6.1808.280

**Adaptador para el puerto 4
de la 807 Dosing Unit, M6
interior**



Adaptador para usar el puerto 4 de la 807 Dosing Unit y conectarla con un tubo FEP / M6.

6.1574.120

**Elemento del cilindro vidrio 2
mL**



Elemento del cilindro de vidrio, completo con cilindro, pistón, base del cilindro, disco de la válvula y tubo de centrado. Para 807 Dosing Unit de 2 mL.