



Juego de accesorios CI: MiPCT-ME

6.5330.160

Set de accesorios para el montaje de un Dosino para la técnica de enriquecimiento inteligente de Metrohm con la eliminación de la matriz (MiPCT-ME).

Partes/accesorios 6.5330.160

Order Number	Descripción	Cantidad
6.1805.120	Tubo de FEP / M6 / 100 cm Con protección contra luz y doblado.	1 PCS
		
6.1608.070	Botella de eluyente / 2 L / GL 45	1 PCS
		
6.1819.110	Tubo de aspiración FEP para bidón Tubo de aspiración para acoplamiento de bidón con conector M6. Para elaboración de eluyentes.	1 PCS
		

6.1619.000

Tubo de adsorción para 807 Dosing Unit

1 PCS



6.1618.020

Adaptador de rosca / S40 en GL45

2 PCS

Adaptador para botellas con rosca de S40 (Merck...) en GL45.



6.2744.010

Tornillo de presión 5x

2 PCS

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



6.1808.060

Conector en T / M6 interior

1 PCS

3 roscas M6 interiores



6.2744.080

Adaptador rosca M6 / UNF 10/32

3 PCS



Con rosca exterior M6. Para aparatos CI.

6.1602.160

Adaptador para botella de eluyente y reactivo GL 45

1 PCS



Para botellas de eluyente, reactivo y enjuague, con conectores para el tubo de adsorción y el tubo de aspiración.

6.1014.200

Metrosep I Trap 1 - 100/4,0

2 PCS



La columna Metrosep I Trap 1 - 100/4,0 se utiliza para eliminar contaminaciones iónicas, es decir, para extraer contaminaciones aniónicas y catiónicas de soluciones acuosas. Su utilización se recomienda sobre todo en relación con "MISP", la "Metrohm Inline Sample Preparation", para limpiar el agua de transferencia. Utilizando la columna Metrosep I Trap 1 - 100/4,0 se pueden evitar las influencias del agua de transferencia en el ensayo en blanco del sistema.

6.1805.040

Tubo de FEP / M6 / 9 cm

2 PCS



Con protección contra luz y doblado.


6.1624.000


Adaptador EN 14 para adsorbedor 6.1619.XXX

1 PCS

Adaptador EN 14. Para el adsorbedor 6.1619.010 en el Procesador de dilución de muestras.

6.2057.210


Holder for Dosino to IC instruments

1 PCS

Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.

6.1831.180


PEEK Capillary 0.5 mm i.d., 3 m

2 PCS

6.2841.120


Estación LQH, izquierda

1 PCS

Estación combinada de lavado y dilución para cambiadores de muestras con Swing Head. Para montar al lado izquierdo de la torre.

6.1580.150

807 Dosing Unit 5 mL sin accesorios

2 PCS

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 5 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45.



6.1825.280

Tubo de transferencia PFA, 20 mL, 1/8 in.

1 PCS

