



Equipo de electrodos para voltamperometría de redisolución cíclica (CVS) con electrodo de platino de 2 mm para aparatos Professional VA/ CVS

6.5339.010

Juego de electrodos completo para la determinación de aditivos orgánicos en baños galvánicos mediante CVS. Contiene electrodos rotatorios de trabajo de platino (diámetro del electrodo: 2 mm), electrodo de referencia, electrodo auxiliar de platino, vasos de medida y soluciones de electrolito.

Partes/accesorios 6.5339.010

Order Number	Descripción	Cantidad
6.0343.100	Electrodo de varilla de platino por separado Electrodo auxiliar de platino para voltamperometría y CVS.	1 PCS
		
6.0728.130	Electrodo de referencia LL-Ag/AgCl para CVS Sistema de referencia interno con electrolito $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$. Para el uso con un recipiente de electrolito de plástico 6.1245.010.	1 PCS
		
6.1204.610	Punta de electrodo de platino de 2 mm para CVS Punta de electrodo de platino (Pt), diámetro del disco de electrodo $2 \text{ mm} \pm 0,05 \text{ mm}$, superficie pulida, mango de vidrio, rosca M3. Error de concentricidad: 0,3 mm. Rango de temperatura: 0 ... 50 °C.	1 PCS
		

6.1204.510

Eje de accionamiento para electrodo de disco rotatorio (RDE)

1 PCS

Eje de accionamiento para electrodo de disco rotatorio (RDE) con eje de titanio para aparatos Professional VA /CVS, rosca M3.



6.1245.010

Recipiente de electrolito de plástico

1 PCS

Recipiente de electrolito de plástico con diafragma de cerámica para electrodo de referencia Double Junction.



6.1415.210

Recipiente de titración / 10-90 mL

1 PCS



6.1415.250

Recipiente de titración / 50-150 mL

1 PCS



6.2308.020

Electrolito 3 mol/L KCl (250 mL)

1 PCS

Solución de electrolito $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (para sistemas de referencia Ag/AgCl)



6.2310.010

Electrolito KNO₃ -1 mol/L 250 mL

1 PCS

Solución de electrolito KNO₃ 1 M (electrolito de referencia para electrodos de plata combinados)

